







# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)松風
商品名	エッチング液	エッチャント	オパールエッチ
	 <p>粘ちよう度が高く、識別しやすい緑色。必要箇所だけを安全、的確にエッチングできます。</p> <p>リン酸50%。</p> <p>■包装：10g × 2</p>	 <p>シリンジタイプのため、口腔内にて直接エッチング操作が行なえます。ジェル状のため垂れることなく、先端のチップによりエナメル質などの必要なところに塗布できます。(37%リン酸)</p> <p>■包装：4.8g(3・6mL)</p>	 <p>35%リン酸エッチングゲル。適度な粘着性により垂れ落ちず浸透性があり、また簡単に洗い流すことができます。ゲルが青色なので塗布した位置や水洗を視覚で確認できます。使いやすいシリンジタイプ。</p> <p>■包装：1.2mL × 4 本 他</p>
規格			
定価	¥3,200	¥3,900	¥4,200
メーカー	スリーエムヘルスケア(株)	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル
商品名	スコッチボンド エッチャント ボトルタイプ	パルフィーク エッチング剤	トクヤマエッチングゲル
	 <p>(35%正リン酸水溶液)#7423 塗布部分が一目でわかる、青色の35%リン酸ゲルです。</p> <p>■包装：9mL</p>	 <p>歯質の脱灰材として使用します。38%リン酸水溶液。</p> <p>■包装：液 7mL</p>	 <p>エナメル質、象牙質、歯科修復物のエッチングまたは清掃に使用します。ゲル状なので垂れずスポット的にエッチングすることができます。</p> <p>■包装：エッチング材 2.5mL × 1本、チップ 2個、キャップ 2個</p>
規格			
定価	¥4,500	¥1,300	¥2,200

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)
商品名	KエッチャントGEL	K エッチャント シリンジ	クリアフィル エッチング エージェント
			
	リン酸濃度40%のゲルタイプエッチング材。  ■包装：6mL	リン酸濃度35%のエッチング材です。適度な付形性があり、シリンジ先端にニードルチップをつけることでエナメル質を選択的にエッチングするのに適した製品です。  ■包装：3mL	リン酸濃度40%のゲルタイプエッチング材。  ■包装：6mL
規格			
定価	¥1,300	¥3,000	¥1,300
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)
商品名	ADゲル	表面処理材レッド	表面処理材 高粘度レッド
			
	次亜塩素酸ナトリウムが主成分のゲル状歯面処理材です。次亜塩素酸ナトリウム濃度は約10～15%です。  ■包装：10mL(アプリケーター5本付)	エナメル質専用のリン酸エッチング材です。  ■包装：5mL入	エナメル質専用の高粘度タイプリン酸エッチング材。シリンジタイプなので直接口腔内にアクセスでき、ピンポイントエッチングが可能です。  ■包装：3mL
規格			
定価	¥1,700	¥2,850	¥2,850

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

メーカー	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)	デントクラフト社/ヨシダ
商品名	表面処理材グリーン	表面処理材 高粘度グリーン	デントクラフト ファインエッチ エコノミーキット
	 <p>＜研削エナメル質を含む＞ 象牙質用のエッチング材です。</p> <p>■包装：5mL</p>	 <p>＜研削エナメル質を含む＞象牙質用の高粘度タイプエッチング材。スポンジでは塗布しにくい窩洞やポストホールなどにもアクセスしやすい設計。</p> <p>■包装：3mL</p>	 <p>リン酸37%のエッチング材です。ディスプレイザブルチップ20本がセット。</p> <p>■包装：3mL×5本 他</p>
規格			
定価	¥2,850	¥2,850	¥4,900
メーカー	カー社	イボクラールビバデント社	イボクラールビバデント社
商品名	ゲルエッチャント	トータルエッチ	モノボンド エッチ&プライム
	 <p>明るいパープルカラーが塗布領域を大変見やすくします。 リン酸37.5%含有 エッチング時間15秒</p> <p>■包装：ゲルエッチャント 3g × 3本 ディスプレイチップ30本</p>	 <p>37%のリン酸エッチングジェル。歯牙へのなじみがよく、効果的にエナメルエッチングおよび象牙質のコンディショニングが行えます。</p> <p>■包装： シリンジ(2g) 2本 トータルエッチ カニューレ10個</p>	 <p>ガラスセラミックス修復物の接着前処理としてフッ酸を使用せずに修復物をエッチングでき、同時に試適後のクリーニングとシラン処理まで1本で行えます。</p> <p>■包装：5g</p>
規格			
定価	¥8,000	¥3,800	¥20,500

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	イボクラールビバデント社／白水貿易 エナメルプリパレーター	パルプデント社／白水貿易 エッチライト	ペントロン ジャパン(株) 37%エッチングジェル2
	 <p>37%リン酸エッチングジェル。 専用のカニューレ(45mm)で、ボトルからジェルを出す量を調節でき、無駄なく使用できます。</p> <p>■包装：6g入</p>	 <p>38% リン酸エッチング材でクリアベニアの前処理に使用します。極細針よりピンポイントで必要量のみの青色ゲルが適用可能で水洗も容易です。</p> <p>■包装：シリンジ1.2mL X 4本、 ベントチップ8本</p>	 <p>エナメル質用のリン酸エッチング材。高分子増粘材配合でシリカの含有を抑え、塗布後の水洗いもスピーディーに行えます。</p> <p>■包装：5mL X 2</p>
<b>規格</b>			
<b>定価</b>	(取り扱い中止)	(取り扱い中止)	¥4,000
<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	ビスコ社／モリムラ ユニエッチ	ビスコ社／モリムラ セレクトHVエッチ	ビスコ社／モリムラ ポーセレンエッチャント
	 <p>32%リン酸エッチング材。 たれ流れにくく、水洗が容易なセミジェルタイプの歯科用エッチング。</p> <p>■包装：シリンジタイプ 5g入 詰替えボトルタイプ 30g入</p>	 <p>35%リン酸高粘度エッチング材のため、未切削エナメル質等をピンポイントかつ確実にエッチングすることができ、水洗も容易です。エナメル質だけを選択的にエッチングするセレクトティブエッチを行うことができます。</p> <p>■包装：5g</p>	 <p>シリカ系(ガラス系)セラミックス材料(ポーセレン、ニケイ酸リチウム)に用いる技工専用の9.5%フッ化水素酸配合エッチング材。 技工専用のため、口腔内での使用不可。</p> <p>■包装：5gシリンジ 他</p>
<b>規格</b>			
<b>定価</b>	(シリンジ) ¥ 2,500 / (ボトル) ¥ 7,400	¥2,500	¥4,000

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

メーカー	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)	サンメディカル(株)
商品名	ベルボンド エッチングエージェント	ベルフィール エッチング材	ライトフィックス エッチャントゲル
	 <p>リン酸系のエッチング材。</p> <p>■ 包装：5ml</p>	 <p>クエン酸系のエッチング材。</p> <p>■ 包装：5ml</p>	 <p>外傷固定や軽度の膿漏固定などに適した光硬化型の動揺歯固定用接着材料。</p> <p>■ 包装：3mL</p>
規格			
定価	¥2,000	¥1,300	¥2,850
メーカー	リライアンス社／リンクイ	リライアンス社／リンクイ	リライアンス社／リンクイ
商品名	エッチングリキッド	エッチングジェル	エッチングシリンジ ゲル
	 <p>エッチング用のリキッドです。 受発注品</p> <p>■ 種類：9g、23g ■ 包装：各1本</p>	 <p>エッチング用のジェルです。 受発注品</p> <p>■ 包装：9g 1本</p>	 <p>シリンジタイプでエッチングがしやすくなります。受発注品</p> <p>■ 包装：6.5mg × 5本組</p>
規格			
定価	(9g) ¥3,480 / (23g) ¥6,330	¥3,480	¥18,400



# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：エッチング材

メーカー	(株)ビー・エス・エーサクライ	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)
商品名	チャームエッチ	ゼロフローエッチャント	マルチエッチャント
	 <p>高粘度の37%リン酸エッチング剤。粘度が高いため窩洞辺縁のエナメル質マージンに限定したセレクトティブエッチングにも最適。</p> <p>■包装：5mL×3本 先端チップφ0.5mm×15個</p>	 <p>塗布したあとも垂れずに留まる操作性で、エナメル質へのセレクトティブエッチングに適しています。接着性の向上を達成しながら、歯を溶かしすぎない設計。</p> <p>■包装：2.0mL 1本 他チップ 緑5本、青5本</p>	 <p>金属、レジン、セラミックスからエナメル質、象牙質まで、材料・歯質を選ばないマルチに使えるエッチング材。ジルコニアへの処理ではクリーニング効果だけでなくプライミング効果もあります。</p> <p>■包装：2mL</p>
規格			
定価	¥1,450	¥2,000	¥2,000
メーカー	DMG社/ヨシダ		
商品名	アイコン エッチ单品		
	 <p>アイコンの専用エッチング材。</p> <p>■包装：0.45mL×3チップ15本</p>		
規格			
定価	¥23,000		

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：コンディショナー

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	キャビティーコンディショナー	セルフコンディショナー	デンチンコンディショナー
			
	象牙質表面のスマア層を効果的に除去するだけでなく、健全な表面性状を大幅に変えることなく歯面を改善し、ガラスイオノマーセメントの接着を安定させるコンディショナー。 ■包装：6g(5.7mL)	レジン強化ガラスイオノマーセメントが歯質と接着するために求められる「スマア層の溶解」、「マイルドな脱灰」、「歯面のコンディショニング」の操作をこの1本に凝縮し、長期に渡る歯質接着安定性を得ることができます。 ■包装：3g(3.2mL)	窩洞形成時に生成される象牙質表面のスマア層(象牙質削片層)を効果的に除去し、ガラスイオノマーセメントの接着をより確実なものにするコンディショナー。 ■包装：25g(23.8mL)、他
規格			
定価	¥1,800	¥3,500	¥1,800
メーカー	(株)松風	(株)松風	クラレノリタケデンタル(株)
商品名	FX-LCコンディショナー	エナメルコンディショナー	カタナ クリーナー
			
	自己接着性を有したガラスイオノマーFX-LCの充填前に塗布をすることで接着力がさらにアップします。 ■包装：液6.0mL(5.7g)	リン酸エナメル材のように過度の脱灰を伴わず接着性能の低下要因となる歯面上の汚れを溶解・除去することが可能です。脱灰がマイルドにも関わらず接着力はアップ。 ■包装：3g 他	セラミックス用接着材料。支台歯・補綴装置への汚染をシンプルなステップで清掃できます。MDP塩の界面活性作用による高い洗浄効果を発揮。弱酸性だから、口腔内外で使用可能。ワンタッチ開閉容器を採用。 ■包装：4mL
規格			
定価		¥2,100	¥4,200

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：コンディショナー

メーカー	ペントロン ジャパン(株)		
商品名	イーライズ		
	 <p>接着面のマイルドコンディショニングによりスメア層を除去しグリセリルモノメタクリレートを主成分とするプライマーで象牙質接着面の改質、ボンディング材との接着性能向上、充填用コンポジットレジンの重合収縮によるコントラクションギャップを阻止。 ■包装：コンディショナー30mL</p>		
規格			
定価	¥ 4,200 / ¥ 3,800		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			



# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：歯面コーティング材

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	G-コート	ナノコート カラー	ナノコート ラボ
			
	1回の塗布と光照射だけで、充填材や歯質に接着し、色味を生かしたツヤを与え、摩耗・変色・着色などから歯を保護。修復・研磨直後の美しさを長持ちさせます。 ■包装：G-コート4mL×1本 他	光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材。天然歯の色調に合わせた自然なキャラクタライズを実現します。さっと塗って光照射するだけで研磨は不要。口腔内にダイレクトに、またラボサイドでも使用可能。	光重合型レジン表面滑沢硬化材。荒研磨後に塗布して光照射するだけの簡単2ステップで、最終研磨面に匹敵する美しいツヤと硬質レジン並みの優れた耐久性を持つコーティング材。 ■包装：15mL
規格		クリアー、クリアーHV Aプラス、Bプラス、Cプラス 他12色	
定価	¥8,000	(スターセット)¥10,500 (単品)¥3,780/¥4,410	¥6,800
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ビューティコート	PRGバリアコート	レジングレーズ
			
	歯面を一層コーティングすることにより歯を白く見せることのできる審美修復ツールです。即日処置を終えることも可能で、ペーストを除去することで元に戻すこともできます。 ■色調：8色 ■包装：ベーシックセット	シーラント材の適用できない平滑面や傾斜面などに塗布できる歯面コーティング材です。松風独自のS-PRGフィラーを含有しており、その働きで口腔内環境の健全化をサポートします。	義歯やクラウン、ブリッジ等、レジン系補綴物のツヤ出しに使える表面滑沢材。光硬化後も透明色を維持。未重合層が少なく、高い表面硬化性を維持。 ■種類：リキッドタイプ 6mL ジェルタイプ 1.8mL 他
規格			
定価	¥30,000	¥10,000	(リキッド)¥3,500/(ジェル)¥5,000

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：歯面コーティング材

メーカー 商品名	サンメディカル(株) ハイブリッドコートⅡ	サンメディカル(株) BioコートCa	サンメディカル(株) キレイキープ
	 <p>歯質表面に薄く、硬く、しなやかで丈夫な被膜を形成し、疼痛や二次齲蝕から歯質を保護します。 知覚過敏抑制材、ボンディング材としてもお使いいただけます。</p> <p>■包装：5mL 他</p>	 <p>歯質表面を薄く硬い被膜でコーティングし、形成後の歯質を外來刺激や二次う蝕から守ります。Caブラシは、ハイドロキシアパタイト様結晶を生成すると言われていたBioactive Monomer™が配合されているとともに、親水性アミノ酸系重合開始剤の効果により湿潤した環境でも高い接着性を示します。</p>	 <p>義歯などの樹脂製口腔内装置へのブラーク付着抑制効果を持つコーティングシステム。コーティング膜は無色透明で0.5μmと極薄被膜のため、義歯の装着感や舌感に影響を与えません。無香料。</p> <p>■包装：30mL</p>
規格			※専用UVC照射器(キレイキープライト) ¥29,800
定価	¥18,700	¥13,200	¥7,000
メーカー 商品名	クラレノリタケデンタル(株) ホワイトコート クリアセット	DMG社/ヨシダ アイコン ミニキット	DMG社/ヨシダ アイコン エッチ単品
	 <p>コンポジットレジンの技術を応用した歯面コーティング材。天然歯以外にも金属・コンポジットレジン・ポーセレン等に使用可能です。</p> <p>■包装：プライマー(3mL)×1 ベースコート(B1、OA3、エナメル)(各3g)各1本 トップコート(3mL)×1</p>	 <p>シーラントに代わる平滑面の予防充填材料低粘度の光重合型レジン「アイコン」が、エナメル質における初期脱灰部(ホワイトスポット)に浸潤しミネラルの溶出を防止。</p> <p>■種類：歯面用/隣接面用 ■包装：各2セット入</p>	 <p>アイコンの専用エッチング材。</p> <p>■包装：0.45mL×3チップ15本</p>
規格			
定価	¥35,000	各 ¥33,500	¥23,000

# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：歯面コーティング材

メーカー	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)	睦化学工業(株)
商品名	ベルフィールブライトナーⅢ	サーフェスハードナー	ベルコート
	 <p>(光重合型レジン表面滑沢材) 仕上げ研磨は一切不要、口腔内で唯一使用できる無色透明のレジン表面滑沢材。</p> <p>■包装：3mL</p>	 <p>(レジン表面硬化材) 化学重合型コンジットレジン表面の未重合層を化学的に硬化させるレジン表面硬化材。</p> <p>■包装：6mL</p>	 <p>(紫外線光重合型レジン表面滑沢硬化材) レジン表面に塗布し、短時間紫外線照射するだけで美しく滑らかな高強度皮膜を形成。キセノンランプ光照射器も使用できます。</p> <p>■包装：主材50mL、薄め液6mL</p>
規格			
定価	¥5,800	¥4,130	¥11,570
メーカー	亀水化学工業(株)	亀水化学工業(株)	パルプデント社／白水貿易
商品名	ニュートップコート	コートライナー	シールインシャイン
	 <p>(表面滑沢材 兼 接着材) アクリル系軟質ライニング材専用で、塗るだけで面が滑沢になり、耐久性が大幅に向上します。また、床との接着材としても用いられます。</p> <p>■包装：80mL、30mL、6mL</p>	 <p>(表面滑沢材 兼 接着材) 光重合型の“コンフォートナー”に用いられる軟質ライニング材専用の表面滑沢材です。光重合で強固な膜をつくりますので、耐久性が大幅に向上します。</p> <p>■色調：ピンク ■包装：20mL、オキシバリアー25mL、筆洗いうすめ液 10mL</p>	 <p>口腔内で直接使用できる表面滑沢コート材。コンジットレジン、硬化レジン、テンポラークラウンの最終仕上げとして塗布するだけで手早く歯面に輝きと滑沢性を付与。歯質にも使え研磨時間を短縮できます。光重合型。</p> <p>■包装：シールインシャイン(6mL)×1</p>
規格			
定価	(80mL) ¥12,700 / (30mL) ¥5,300 / (6mL) ¥2,000	¥6,400	¥8,300



# アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：表面処理材

小分類名：歯面コーティング材

メーカー	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)
商品名	Nu:leコート ジェル・リキッドセット	Nu:leコート リキッド単品包装	Nu:leコート ジェル単品包装
			
	<p>ジェル・リキッドセット。 高いコーティング硬度はそのまま、 黄色みの原因となる光重合開始材を 極限まで減らしました。</p>	<p>サラッと塗りやすい。コーティング・ キャラクターに。</p> <p>■包装：リキッド クリア—(6mL)1本 リキッド(4mL) 全10色</p>	<p>厚みを持たせたい部分に。</p> <p>■包装：ジェル 2mL×1本</p>
規格			
定価	¥7,860	(リキッド`クリア)¥3,000/(リキッド)各¥4,200	¥4,800
メーカー	山八歯材工業(株)	ビスコ社/モリムラ	カー社
商品名	グロシーコートカラー	ビスカバーLV	オプチガード
			
	<p>チェアサイド(口腔内)・ラボサイド(口 腔内)で使用可能。レジン系補綴装 置のシェードを素早く・自由にコント ロール。</p> <p>■色調、包装： クリアー 8mL ブラウン 5mL</p>	<p>コンポジットレジン等の修復材料およ びエナメル質に使用できる歯科表面 滑沢硬化です。低粘性のため、薄く均 一に塗布しやすく、酸素による未重合 層を形成せず重合し、輝きある滑沢 表面層を形成します。</p> <p>■包装：3mL</p>	<p>光重合タイプのコンポジット表面シー リング材。重合収縮、形態修正など で入ったCR表面のクラックやマイク ロリーケージを埋め、表面を滑沢にし ます。</p> <p>■包装：5mL</p>
規格			
定価	各 ¥6,000	¥7,600	¥8,200