

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：1液性(光照射用)

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	G-プレミオ ボンド	G-プレミオ ボンド 2本包装	G-プレミオ ボンド ユニドースセット
			
	<p>ボンディング材塗布後、待ち時間なしで乾燥・光照射が行えるボンディング材。また様々な補綴物の口腔内リペアや知覚過敏抑制などの用途にもご使用いただけます。</p> <p>■包装：単品5mL／セット</p>	<p>お得な2本包装。</p> <p>■包装：5mL × 2本包装</p>	<p>処置ごとに包装を開封・使い切りタイプです。</p> <p>■包装：0.1mL × 50本、 ディスポーアプリケーター (ファイン) 50本</p>
規格			
定価	(単品) ¥16,800 / (セット) ¥17,600	¥29,000	¥20,000
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	G-ボンド プラス	G-ボンド プラス 2本包装	G-ボンド プラス ユニドースセット
			
	<p>2種類の接着モノマー「りん酸エステルモノマー」と「4-MET」の配合バランスの最適化をはかり、更にベースモノマーの見直しにより歯質浸透性を向上。1ステップボンディング材でありながらエナメル質・象牙質共に高い接着強さと耐久性を実現。セットにはボトルカバーが付いています。</p> <p>■包装：セット1箱 / 単品5mL</p>	<p>お得な2本包装。</p> <p>■包装：5mL × 2本包装</p>	<p>処置ごとに包装を開封・使い切りタイプです。</p> <p>■包装：0.1mL × 50本、 ディスポーアプリケーター 50本</p>
規格			
定価	(セット) ¥16,300 / (単品) ¥15,200	¥27,360	¥16,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材
小分類名：1液性(光照射用)

メーカー 商品名	(株)松風 ビューティボンド Xtreme	(株)松風 ビューティオーソ ボンドII トライアルセット	スリーエムヘルスケア(株) スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ イントロキット
	 <p>各種材料に対しワンボトルで接着可能なボンディング材。コンポジットレジン充填修復や各種材料のリペア、象牙質レジンコーティング等幅広い用途で使いただけます。常温保管可能、ワンタッチキャップの採用。 ■包装：1セット/トリプルパック</p>	 <p>(光重合型矯正用接着材) リン酸エッチングが不要の一液タイプセルフエッチングプライマーと、マルチなイオンリリース性能を有した「S-PRGフィラー」配合の光重合型ペーストからなる新世代に矯正用接着材。 ■包装：セット/ 単品各3g(ペースト/ペーストビスコ)</p>	 <p>従来品に優れた“ぬれ性”と“歯質浸透性”をプラス。窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすい。均一な被膜(約5mm)は審美修復にも適しています。歯質・各種材料に接着可能なので、前処理材はこれ1本、各種専用プライマーが不要。 ■包装：イントロキット(41293J)</p>
規格			
定価	(セット) ¥16,000 / (トリプル) ¥38,000	(セット) ¥20,000 / (単品)各 ¥4,500	¥15,800
メーカー 商品名	スリーエムヘルスケア(株) スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーシブ ボトルタイプ	スリーエムヘルスケア(株) スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ユニドースタイプ	スリーエムヘルスケア(株) シングル ボンド プラス
	 <p>アドヒーシブ ボトルタイプ ■包装：ボトル5mL × 1本(41294J) ボトル5mL × 2本(41294W)</p>	 <p>アドヒーシブ ユニドースタイプ ■包装：ユニドース × 50本(41297J) ユニドース × 100本(41298J)</p>	 <p>プライマーとアドヒーシブが一体化したボンディング材で、エナメル質への強固な接着が証明されているリン酸エッチングを併用したボンディングシステムです。 ■包装：6g(51102 DEN)</p>
規格			
定価	(1本) ¥12,600 / (2本) ¥22,700	(50本) ¥6,800 / (100本) ¥12,600	¥22,400

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：1液性(光照射用)

メーカー	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル	クラレノリタケデンタル(株)
商品名	トクヤマ ボンドフォース II	トクヤマ ボンドフォース II Pen	クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER
			
	<p>新規モノマーの採用と配合成分の改良により、従来では20秒だった放置時間が半分に短縮。光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・ワンステップボンディング材。冷蔵保存不要。</p> <p>■包装:(セット)ボンド5mL 他</p>	<p>新規モノマーの採用と配合成分の改良により、従来では20秒だった放置時間が半分に短縮。光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・ワンステップボンディング材。冷蔵保存不要。</p> <p>■包装:2mL×1本/2mL×3本</p>	<p>ワンタッチ開閉できる新容器を採用。取扱いやすく、キレイに使えるコンパクトサイズ。1ボトルで多用途ユースの「クリアフィル® ユニバーサルボンドQuick」がよりスムーズに。使用目的が追加され、保険適用の「象牙質レジンコーティング」に対応!</p> <p>■包装:セット</p>
規格			
定価	(セット)¥17,000/(1本)¥16,200/(2本)¥25,900	(1本入)¥7,200/(3本入)¥19,500	(セット)¥15,000 (単)¥13,400/(W)¥24,120
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)
商品名	クリアフィル トライエスボンド NDクイック	AQボンドSP (5.5mLセット)	AQボンドSP (3mLセット)
			
	<p>トライエスボンドNDで好評いただいた機能はそのままに、攪拌、擦り込み、2段階エアブローが不要で操作性が向上しました。</p> <p>■包装:5.6mL</p>	<p>AQボンドシリーズ史上、最強・最短を実現。接着促進成分を含む専用の「キャタスポンジ」を使用することにより、脱灰を受けて水分が多く含まれたう蝕影響象牙質に対しても高い接着性能を発揮します。</p> <p>■包装:5.5mLセット / 単品5.5mL</p>	<p>AQボンドシリーズ史上、最強・最短を実現。接着促進成分を含む専用の「キャタスポンジ」を使用することにより、脱灰を受けて水分が多く含まれたう蝕影響象牙質に対しても高い接着性能を発揮します。</p> <p>■包装:3mLセット</p>
規格			
定価	¥16,800	(セット)¥16,300/(単品)¥15,300	¥10,800

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材
小分類名：1液性(光照射用)

メーカー 商品名	サンメディカル(株) i-TFCルミナスボンド	サンメディカル(株) i-TFCボンドⅡ	サンメディカル(株) ポストフリーコア ボンド
	 <p>親水性重合開始剤を吸着させた専用のキャタブラシと併用することで、完全乾燥が難しい根管象牙質において高い重合性能を発揮します。</p> <p>■包装：セット／単品3mL</p>	 <p>i-TFCシステム専用1液性デュアルキュア型セルフエッチングボンド。「ボンドブラシ」には親水性重合開始剤が含まれており、光の届きにくい湿潤な根管内においても「ボンド」を重合硬化させることができます。</p> <p>■包装：セット／単品3mL</p>	 <p>歯質浸透力のあるボンドと、接着促進成分を吸着させたボンドスポンジの組み合わせにより、築造窩洞が深く、完全乾燥が難しい湿潤した象牙質の接着に効果を発揮します。</p> <p>■包装：セット／単品3mL</p>
規格			
定価	(セット) ¥ 7,500 / (単品) ¥ 7,500	(セット) ¥ 11,000 / (単品) ¥ 7,500	(セット) ¥ 8,200 / (単品) ¥ 6,800
メーカー 商品名	デントクラフト／ヨシダ デントクラフト Aボンド	デンツプライシロナ(株) プライム&ボンド ユニバーサル	ビスコ社／モリムラ オールボンドユニバーサル
	 <p>(象牙質接着材) セルフエッチングとボンディングの機能を兼ね備えた光重合型接着材。1ステップ型なので操作が簡単。被膜の厚さは10μm以下。</p> <p>■包装：セット リフィル5mL</p>	 <p>湿潤環境下にも強いボンディング材。歯面の水分をコントロールし、接着阻害要因を除去します。薄く均一なボンド層を実現し、テクニカルエラーを軽減します。HEMAを含まないため、長期的な接着耐久性が期待できます。</p> <p>■包装：単品4.0mL、スターターキット ※クリックスティッシュ3個入 ¥ 2,710</p>	 <p>エッチング、プライミング、ボンディングを1液で対応する1ボトル・1ステップシステムの接着材。直接法および間接法にて使用可能。簡便性だけでなく長期接着耐久性を追求した製品。</p> <p>■包装：6mL</p>
規格			
定価	(セット) ¥ 16,000 / (リフィル) ¥ 14,300	(単品) ¥ 12,370 / (スターター) ¥ 14,510	¥ 12,500

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材
小分類名：1液性(光照射用)

メーカー	カー社	カー社	睦化学工業(株)
商品名	オプチボンドユニバーサル	オプチボンドソロプラス	ベルボンド ボンディング材
	 <p>象牙質はもちろん、エナメル質に対しても高い接着力が得られます。わずか5μmの被膜厚さにより、ボンディングラインの発生を抑え、審美的です。また、レジンセメント併用による間接法では浮き上がりの心配がありません。</p> <p>■包装：ボトルキット／ボトルリフィル</p>	 <p>エタノールを基にした0.4μmフィラー含有ソロプラスは他の歯科用象牙質接着材システムに比べ、象牙細管をより深く補強。これにより、より長い安定性、より強い接着強度が生まれます。</p> <p>■包装：ボトルキット 単品5ml×1本</p>	 <p>一液性光重合タイプのボンディング材。塗布した後は10秒間光照射するだけで優れた粘着性を発揮し、全ての光重合型コンポジットレジンに使用できます。</p> <p>■包装：6mL</p>
規格			
定価	(キット) ¥15,000 / (リフィル) ¥12,000	(単品) ¥9,500 / (キット) ¥19,000	¥14,750
メーカー	イボクラールビバデント(株)	イボクラールビバデント(株)	イボクラールビバデント(株)
商品名	エキサイト F	エキサイトF DSC	アドヒース ユニバーサル
	 <p>トータルエッチタイプの光重合型ボンディング材。1液性で、トータルエッチングとの使用により強い接着力を示します。コンポジット修復からオールセラミックス修復接着の歯面処理まで、幅広く使用できます。</p> <p>■包装：ボトル 5g シングルドース 0.1g×50本</p>	 <p>シングルドース。フッ素徐放性を持つ、トータルエッチタイプのデュアルキュア型ボンディング材。重合開始材を含む特別なブラシ。</p> <p>■種類：レギュラー／エンド ■包装：各0.1g×20</p>	 <p>ボンディング材だけでなく、知覚過敏抑制、コンポジットレジン補修、窩洞または支台歯のシーリングなど、一液で様々な用途に同じ使用方法、塗布時間で使えます。安定した高い接着強度。10μm未満の薄く均質な被膜。</p> <p>■包装：ボトル 5g VivaPen 2mL</p>
規格			
定価	(ボトル) ¥16,300 / (シングルD) ¥19,600	(取り扱い中止)	(ボトル) ¥15,400 / (ペン) ¥10,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：1液性(光照射用)

メーカー	商品名	メーカー	商品名	メーカー	商品名
グルーマ	セルフエッチ	グルーマ	ボンドCA	グルーマ	ボンドユニバーサル
 <p>エナメル質、象牙質とも接着力が40%以上向上。厚さわずか約3-5μm。優れた辺縁封鎖性と長期耐久性を実現。光重合型合着用レジンセメントを併用して口腔内リペア(陶材・硬質レジン・コンポジットレジン)に使用できます。 ■種類:リフィル1本入他/バリュー3本入 ■包装:4ml 他</p>		 <p>齲蝕影響象牙質でも健全象牙質と同等の接着強さを発揮します。非常に薄い被膜(3μm)を確保するために低粘度(ウォッシュタイプ)を採用。 ■包装:アソートメント バリューパック ※リキッド単品5mL ¥13,000</p>		 <p>疎水性のボンディング層がしっかり残るので、テクニカルエラーが少なく優れた接着が期待できます。エナメル質と象牙質に対して優れた接着力を発揮します。歯質と被着体のギャップが少なく機能面、審美面で優れた効果を発揮。 ■包装:4ml × 1本、 4ml × 3本</p>	
規格					
定価	(リフィル)¥13,000/(バリュー)¥32,000	(アソート)¥15,000/(バリュー)¥36,900			(取り扱い中止)
メーカー	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)		ペントロン	ジャパン(株)
商品名	TMR-アクアボンド0	TMR-アクアボンド0-n			ボンドワンSF
 <p>接着性モノマー『M-TEG-P』によって「水を味方につける」という考えから、臨床上どうしても排除できない水分によって生じる接着力の低下を抑えたボンディング材です。乾燥状態でも湿潤状態でも安定した接着を実現。 ■包装:セット/単品5mL</p>		 <p>水分コントロールが難しい場合でも安定した接着性能を発揮。歯質からジルコニア、チタン、貴金属まで幅広く接着することができます。また、マルチプライマーリキッドを併用することで、無機質フィラーを含むレジンや陶材に対しても接着し、接着対象がひろがります。 ■包装:セット/単品5mL</p>		 <p>ボンドワンSFはアルコール、水、アセトンを含まないソルベントフリータイプの1液性ボンディング材です。 ■包装:1mLシリンジ × 2本 ニードルブラシ × 20本</p>	
規格					
定価	(販売中止)	¥10,500/(単品)¥9,800			¥10,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：1液性(光照射用)

メーカー 商品名	ペントロン ジャパン(株) セラミックスボンド IK	(株)ビー・エス・エー・サクライ シャイニングボンドプラス	(株)ビー・エス・エー・サクライ セブンボンド
	 <p>オールセラミック修復物や無機フィラーを含むレジン系修復物用の1液性接着前処理(シランカップリング処理)材です。接着性モノマー(4-META)とレジン成分を配合しています。</p> <p>■包装: 5mL</p>	 <p>コンポジットレジン修復・口腔内リペアの他、新たに知覚過敏抑制効果をプラスボンディング材として幅広い用途でお使い頂けます。</p> <p>■包装: セット ￥17,600 単品 ￥16,500 リフィル(2本入) ￥28,000</p>	 <p>エッチング、プライミング、ボンディングが1液(オールインワン)で行えます。コンポジットレジン修復だけでなく、各種補綴物に対しワンステップで長期的に安定した接着を実現。</p> <p>■包装: キット ￥7,800 リフィル(5mL×2本) ￥12,200</p>
規格			
定価	¥6,900	上記参照	上記参照
メーカー 商品名	(有)デントレード デントレード シラノ	リライアンス社/リンカイ アシュアール ボンディングレジン	リライアンス社/リンカイ ライトボンド
	 <p>(シランカップリング材)」 デントレードホワイトポスト(ファイバーポスト)にファイバーポストのシランカップリング処理はこれ1本でOK。その他・ホワイトポスト(ファイバーポスト)、セラミックス冠、セラミックインレー、硬質レジτζャケット冠、CAD/CAM冠にも使用可能。</p> <p>■包装: 5mL</p>	 <p>■包装: 6mL</p>	 <p>フッ素徐放性の光重合型ブラケット接着剤。可視光線に10秒さらずことで完全硬化し、エナメル質を保護します。あらゆるタイプのブラケットの接着が可能。受発注品。</p> <p>■種類: 高粘度、中粘度、低粘度 ■包装: キット(5gx4本) 補充品(20g)</p>
規格			
定価	¥4,000	¥24,000	(キット) ¥36,430 / (補充用) ¥29,140

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：1液性（光照射用）

メーカー	(株)松風	クルツアージャパン(株)	
商品名	アドヒーシブ	ZEN ユニバーサルボンド	
	 <p>CAD/CAMレジン用アドヒーシブを用いてPEEK材料からなる補綴装置の被着面処理を行うことで接着強さが向上します。 各種レジンセメントと併用いただくことが可能。 ■包装：5mL</p>	 <p>プライマーとして使用する他、ボンディング材や知覚過敏処置やシーリング・コーティング材としても使用できます。</p>	
規格			
定価	¥8,000	オープン価格	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材
小分類名：光照射用

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	G2-ボンド ユニバーサル	ユニフィルボンド	G-プレミオ ボンド DCA
	 <p>(光重合型2液性ボンディング材) 多用途に使用できる2ステップセルフエッチングボンディングの新しいスタンダード。新技術“デュアルH-テクノロジー”の採用により、歯質にも、コンポジットレジンにも、強力で安定した接着を可能にしました。</p> <p>■包装：1セット／単品ボンド1本(5mL)</p>	 <p>1液性のセルフエッチングプライマーを採用。水洗も混和も不要な簡便2ステップを実現しました。</p> <p>■包装： セルフエッチングプライマー6mL ボンディング材6mL</p>	 <p>「ジーセム リンクフォース レジンセメント」の歯質(支台歯)の前処理材。「G-プレミオ ボンド」と1:1で混和し用いることで、光重合型からデュアルキュア(光+化学重合)型プライミングボンドとなる化学重合開始剤(DCA:デュアルキュアアクチベーター)です。</p> <p>■包装：3mL</p>
規格			
定価	(セット)¥16,000／(単品)¥4,300	¥19,400	¥3,600
メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	フジライニングボンドLC	フルオロボンドII	フルオロボンド シェイクワン
	 <p>レジン系ボンディング材に匹敵する高い接着性とガラスイオномер系の生体親和性、フッ素徐放性を有しています。歯質界面での樹脂含浸層の形成とコンポジットレジンのレジンモノマーとの共重合により強固に接着。</p> <p>■包装：粉末10g／液8g(7.0mL)</p>	 <p>2ステップタイプならではの信頼性の高い接着性を有したボンディングシステムです。接着性に加えて、簡便な操作性、フッ素リリース&リチャージ、X線造影性などもバランスよく兼ね備えています。</p> <p>■包装：プライマー 5mL／ボンド 5mL</p>	 <p>フッ素徐放量が豊富な2液混和のワンステップ接着システムです。根面う蝕や歯頸部う蝕などの軟化象牙質の完全な除去、または水分コントロールが困難な症例に最適です。</p> <p>■包装：ボンドA 2.3 mL ボンドB 3.3 mL</p>
規格			
定価	(粉)¥5,030／(液)¥6,700	¥16,000	¥8,500

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：光照射用

メーカー	(株)松風	(株)松風	スリーエムヘルスケア(株)
商品名	ビューティデュアルボンド EX	セラレジンボンド	スコッチボンド マルチパーパス プラス
			
	デュアルキュアタイプの支台築造材料用接着材。松風の支台築造用ペーストなら光重合タイプ、デュアルキュアタイプにかかわらず接着可能。充填用コンポジットレジンの接着にも使用可能。 ■種類 : ボンドA、ボンドB ■包装 : A 3mL / B 2.5mL	「ボンドI」→「ボンドII」の順にご使用いただくことにより、陶材、レジン全般とレジン材料の強固な接着が可能です。「メタルリンク」との組み合わせで金属面との接着も簡単に行えます。 ■包装 : ボンドI(6mL)、ボンドII(5mL)	エッチャント、プライマー、アドヒーズブという接着の基本に沿った3ステップのボンディング材です。ドライな歯面はもちろん、生活歯のウェットな歯面に対しても強い接着力が得られます。 ■包装 : プライマー(#7542) 8ml アドヒーズブ(#7543) 8ml
規格			
定価	各 ¥ 4,000	¥11,000	各 ¥ 12,600
メーカー	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル
商品名	ワンナップボンドFプラス	トクソーマックボンド II 単品	トクソーライトボンド
			
	光硬化型充填用コンポジットレジンの接着材料。 2液混和の1ステップボンディング材。 フッ素徐放性と高い接着性を両立。 ■包装 : ボンディングエージェント A 5mL / B 5mL各 1本	光硬化型充填用コンポジットレジンの接着材料。 2液混和の歯面処理プライマーと1液性ボンディング材。 ■包装 : ボンディングエージェント 5mL、プライマー-A 5mL / B 5mL 各1本	光硬化型充填用コンポジットレジンの接着材料。 接着性モノマー-MAC-10配合により、歯質に強固に接着します。 ■包装 : ボンディングエージェント 5mL
規格		※セットは販売中止	※セットは販売中止
定価	¥17,800	(ボンド) ¥ 12,000 / (A・B)各 ¥ 3,200	¥14,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：光照射用

メーカー 商品名	(株)トクヤマデンタル オルソフォースLC	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル メガボンド2	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル メガボンドFA
	 <p>矯正用ブラケット接着材。 1液のセルフエッチングプライマーで1ステップ処理。光照射5秒。弱圧・強圧でもエアブローの影響をほとんど受けません。ブラケット装着時、余剰ペーストの除去が簡単。</p> <p>■包装：ペースト4g×2/プライマー5mL</p>	 <p>高活性光重合触媒を採用することで「クリアフィルメガボンド」を上回る象牙質接着力を発揮。ボンディング材の硬化特性が向上し、「クリアフィルメガボンド」と同等以上の接着力を示します。</p> <p>■包装：キット、 単品プライマー(6mL)×1 ボンド(5mL)×1 他</p>	 <p>(2ボトルタイプの光重合型)プライマーに抗菌性モノマーMDPBを配合、ボンドに表面処理フッ化ナトリウムを配合しています。</p> <p>■包装：セット プライマー(6mL)×1 ボンド(5mL)×1 他</p>
規格		(キット)¥17,500	(キット)¥19,000
定価	(ペースト)¥6,000/(セット)¥17,000	(単品)プライマー¥5,150/(単品)ボンド¥13,300	(単品)プライマー¥6,150/(単品)ボンド¥13,800
メーカー 商品名	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル DCボンド	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル ライナーボンドⅡΣ	クラレノリタケデンタル(株) クリアフィル フォトボンド ボンディングエイジェント
	 <p>(2ボトルタイプのデュアルキュア型)ボンドA液、B液を等量混和して使用します。</p> <p>■包装：ボンドA液(4mL)×1 ボンドB液(4mL)×1 他</p>	 <p>(2ステップタイプのデュアルキュア型)ボンディングはA液のみだと光重合、B液を混和するとデュアルキュア型でご使用いただけます。</p> <p>■包装： ボンドA液(5mL)、B液(3mL) プライマーA液(6mL)、B液(6mL)</p>	 <p>デュアルキュア型ボンディング材。</p> <p>■包装：ユニバーサル液(6mL) キャタリスト液(6mL)</p>
規格		(プライマーA、B)各¥3,300	
定価	各¥9,800	(ボンドA)¥14,500/(ボンドB)¥5,300	各¥8,500

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：光照射用

メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	サンメディカル(株)	デントクラフト/ヨシダ
商品名	クリアフィルDC アクティベーター	スーパーボンド Dライナーデュアル セット	デントクラフト Dボンド
	 <p>デュアルキュア・セルフキュア型レジンコア材料の接着に、従来の当社デュアルキュア型ボンディング材にくらべ、より簡便に使用できます。デュアル型ボンディング材使用と同等の接着の強さを持っています。 ■包装：4mL</p>	 <p>(デュアル重合型ボンディング材)「スーパーボンド」の性能に、光触媒による重合補助効果を加えたボンディング材です。コンポジットレジンおよびアマルガム充填用として、優れた象牙質接着性・辺縁封鎖性を発揮。 ■包装：キャタリスト0.7ml、リキッド5ml</p>	 <p>「エッチング」+「プライマー+ボンディング」の2ステップ型ボンディング材。 ■包装：5mL</p>
規格			
定価	¥5,300	¥22,000	¥7,300
メーカー	DMG社/ヨシダ	デンツプライシロナ(株)	カー社
商品名	ルクサボンド	プライムマスターLC	オプチボンド eXTRaボトルキット
	 <p>(デュアルキュア型ボンディング材)ルクサコアZデュアルとの使用に適しています。 ■包装：プレボンド5mL、ボンドA、B各5mL、エッチングゲル2mL 他</p>	 <p>「プライミング」+「ボンディング」の同時処理により、エッチング→ボンディングの2ステップのブラケット接着作業を実現した、新しい矯正用光重合接着剤！ ■包装：ボンディングペースト4g×2、エッチャントゲル3mL×1 他</p>	 <p>プライマー、アドヒーシブの各々の性能を十分に発揮するよう、2液性の光重合型セルフエッチ2ステップボンディングシステムです。親水性。 ■包装：キット 単品 プライマー 5mL アドヒーシブ 5mL、他</p>
規格			
定価	¥29,900	(セット)¥ 18,000	¥17,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：光照射用

メーカー	ペントロン ジャパン(株)	睦化学工業(株)	(株)ビー・エス・イー・サクライ
商品名	イーライズ デンティンボンドⅡ	ベルフィールボンディング	チャームコアボンド
	 <p>(イーライズ専用象牙質接着剤) イーライズ コンディショナー/プライマーで処理された象牙質に適したボンディング材。高純度エタノールを配合することで、流動特性に優れ、重合後のボンディング層の厚さは約8μm。 ■包装：キャタリスト 5mL ユニバーサル 5mL</p>	 <p>光・化学重合兼用のデュアルキュア型ボンディング材。 ■包装：ユニバーサル液6mL、 キャタリスト液6mL</p>	 <p>(デュアルキュア型ボンディング材) 2ステップボンディングシステム。接着性モノマーと共重合することで強固な接着力を発揮。A(キャタリスト)・B(ユニバーサル)の等量混和後、2分の操作余裕時間があるので余裕。 ■包装：3本セット(各5mL)</p>
規格	デュアルキュア(光・化学重合)型		
定価	¥10,500	各 ¥ 6,200	¥8,800
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：化学重合用

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	G-プレミオ ボンド DCA	セラレジンボンド	アクリルボンド即時重合用
			
	<p>「ジーセム リンクフォース レジンセメント」の歯質(支台歯)の前処理材。「G-プレミオ ボンド」と1:1で混和し用いることで、光重合型からデュアルキュア(光+化学重合)型プライミングボンドとなる化学重合開始剤(DCA:デュアルキュアアクチベーター)です。</p> <p>■包装:3mL</p>	<p>「ボンド I」→「ボンド II」の順に使用する事により、陶材、レジン全般 とレジン材料の強固な接着が可能。</p> <p>■包装:ボンド I 6mL/ボンド II 5mL</p>	<p>常温重合レジン用金属接着性ライナーです。金属被接着面に塗布するだけで、本来、金属との接着性を備えていない常温重合レジンに優れた接着性を与えます。</p> <p>■包装:7mL 他</p>
規格			
定価	¥3,600	¥11,000	¥3,600
メーカー	(株)トクヤマデンタル	クラレノリタケデンタル(株)	ペントロン ジャパン(株)
商品名	ボンドマー ライトレス	クリアフィル ニューボンド	イーライズ デンティンボンド II
			
	<p>2液を混和し、エアブローをすることで化学重合により硬化。塗布後の待ち時間ゼロ、光照射ゼロ、光照射熱ゼロと、唾液などによる汚染リスクや患者さんへの負担リスクを低減できます。光照射は不要。</p> <p>■包装:A液 3mL、B液 3mL 他</p>	<p>化学重合型ボンディング材です。前処理にはエッチング材をお使いください。</p> <p>■包装:ユニバーサル液(6mL) × 1 キャタリスト液(6mL) × 1</p>	<p>(イーライズ専用象牙質接着剤)イーライズ コンディショナー/プライマーで処理された象牙質に適したボンディング材。高純度エタノールを配合することで、流動特性に優れ、重合後のボンディング層の厚さは約8μm。</p> <p>■包装:キャタリスト 5mL ユニバーサル 5mL</p>
規格			デュアルキュア(光・化学重合)型
定価	¥9,000	各 ¥ 8,300	¥10,500

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：ボンディング材

小分類名：化学重合用

メーカー	睦化学工業(株)	リライアンス社/リンカイ	
商品名	ベルフィールボンディング	リライアボンド	
	 <p>光・化学重合兼用のデュアルキュア型ボンディング材。</p> <p>■包装：ユニバーサル液6mL、 キャタリスト液6mL</p>	 <p>矯正に特化したリライアンス社の化学重合型ボンドです。受発注品。</p> <p>■種類：高粘度、低粘度 ■包装：各3.5mg×4本</p>	
規格			
定価	各 ¥ 6,200	各 ¥ 16,130	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー
 小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	ジーセムONE 接着強化プライマー	G2-ボンド ユニバーサル プライマー	G-プレミオ ボンド DCA
	 <p>支台歯・窩洞側に「接着強化プライマー」を塗布することでさらに強固な接着を実現。</p> <p>■ 包装：4mL</p>	 <p>高い親水性によりエナメル質、象牙質に安定して接着します。</p> <p>■ 包装：5mL</p>	 <p>「G-プレミオボンド」と新開発のデュアルキュアアクチベーター「G-プレミオボンドDCA」を1：1で混和することで、光重合からデュアルキュア(光+化学重合)型プライミングボンドになります。ジルコニアの症例でも、高い接着性を発揮。</p> <p>■ 包装：3mL</p>
規格			
定価	¥5,000	¥13,300	¥3,600
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	メタルプライマーZ	セラミックプライマー II	G-マルチプライマー
	 <p>新規チオリン酸エステル系モノマー(MDTP)とリン酸エステル系モノマー(MDP)を配合し、貴金属・非貴金属はもちろん、新たにジルコニアにも強固に接着することができます。</p> <p>■ 包装：5mL</p>	 <p>セラミックスやハイブリッドレジンによる修復物の前処理(シランカップリング処理)材で、リン酸エステルモノマーの配合など大幅に設計を見直すことにより保存性を向上させた1液タイプのセラミック接着用プライマー。</p> <p>■ 包装：3mL</p>	 <p>(歯冠修復物接着用プライマー) リン酸エステル系モノマー「MDP」、チオリン酸エステル系モノマー「MDTP」、シランカップリング剤「γ-MPTS」を配合、全てのマテリアルに対応し簡便で強固な接着を実現する1液性のプライマー。</p> <p>■ 包装：4mL</p>
規格			
定価	¥7,200	¥4,750	¥8,400

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	(株)松風
商品名	コンポジットプライマー	AZプライマー	ポーセレンプライマー
			
	グラディアなどのMFR型硬質レジン製補綴物の処理に用いるプライマー。追加築盛時のプライマーとしても使用できます ■包装：3mL	(アルミナ・ジルコニア接着性プライマー) アルミナコーピングやジルコニアフレームなどの高強度セラミックに対応する1液性プライマー。 ■包装：5mL	(陶材・硬質レジン接着性プライマー) 陶材およびハイブリッドタイプ硬質レジン、硬質レジンに有効なシランカップリング材を含んだ1液性プライマー。 ■包装：5mL
規格			
定価	¥3,200	¥8,000	¥5,000
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ソリデックス メタルフォトプライマー	ソリデックス プライマーペースト	メタルリンク
			
	(金属接着性プライマー) リキッドタイプのプライマーで塗布は1回だけですみ、優れた金属接着性を発揮。 ■包装：7mL	(金属接着性プライマーペースト) 流動性の良いペーストタイプのプライマーで、1分間の光重合により優れた金属接着性を発揮。また、第1層目のオペーク操作を兼ねていますので、作業効率が一段とアップします。 ■包装：2mL	(金属接着性プライマー) 操作性と接着耐久性に優れた1液性のプライマーです。全ての歯科用金属に対応し、口腔内外で使用可能ですので幅広い用途にご使用いただけます。 ■包装：5mL
規格			
定価	¥3,800	¥4,100	¥5,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	PRリペアキット	セルフエッチングプライマー	プラスチックブラケットプライマー
	 <p>リペア全般に使用できる接着システム。 強固な接着力を持つ金属接着性プライマー「メタルリンク」とセラミックス・レジジン接着用ボンディング材「セラレジンボンド」の3ボトルでほとんど全ての症例に対応。</p>	 <p>(ビューティオーソ ボンドⅡ用) 「ホスホン酸系接着モノマー」を配合。リン酸エッチングを必要としない簡便な操作により、エナメル質への脱灰を軽減し、ブラケットを固定するための十分な接着力を有しています。 ■包装：3mL</p>	 <p>(ビューティオーソ ボンドⅡ用) ■包装：3mL</p>
規格			
定価	¥14,000	¥5,500	¥5,500
メーカー	(株)松風	スリーエムヘルスケア(株)	(株)トクヤマデンタル
商品名	アクリルボンド即時重合用	リライエックス セラミック プライマー	メタルタイト
	 <p>(常温重合レジン用金属接着性ライナー) 金属被接着面に塗布するだけで、本来、金属との接着性を備えていない常温重合レジンに優れた接着性を与えます。特に、コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金に有効です。 ■包装：7mL</p>	 <p>一液性のセラミック プライマー(シランカップリング材)です。セラミック(ポーセレン)や金属とレジンの接着性を高めます。 ■包装：5mL</p>	 <p>貴金属とレジンを接着させるプライマー。自社で開発したモノマー「MTU-6」を採用し、貴金属と化学的に結合、レジンとは共重合して強い接着力を発揮します。口腔内外で使用可能。 ■包装：5mL</p>
規格			
定価	¥3,600	¥9,300	¥8,000

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	(株) トクヤマデンタル	(株) トクヤマデンタル	(株) トクヤマデンタル
商品名	トクソーリベースMRボンド	トクソーアクリルプライマー	トクソーマックボンドII プライマー単品
	 <p>コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金、チタン合金等の非貴金属とレジンとを強固に接着させる1液プライマーです。金属床義歯のリライニング、クラスプの鉤脚の接着力向上、バーや補強線等の接着力向上に効果を発揮します。</p> <p>■包装：5.5mL、小筆 No.11S</p>	 <p>アクリルレジンと各種レジンとの接着力を高めるレジンプライマー。破折義歯の修理、レジン歯脱落修理、アクリルレジン製スプリントのコンポジットレジンによる咬合面の補強等を行うとき、接着境界面に塗布すれば、接着の効果が高まります。</p> <p>■包装：液 50mL 1本、筆No.5 1本</p>	 <p>歯面処理液(トクソーマックボンドII専用)</p> <p>■包装： プライマーA、プライマーB 各5mL</p>
規格			
定価	¥5,400	¥2,900	各 ¥ 3,200
メーカー	(株) トクヤマデンタル	(株) トクヤマデンタル	(株) トクヤマデンタル
商品名	トクソーライトボンドプライマー	マルチボンド プライマー単品	マルチボンドII プライマー
	 <p>トクソーライトボンドの接着力を強化するプライマー。</p> <p>■包装：5ml</p>	 <p>歯面処理液。(トクヤママルチボンド専用) ※マルチボンドを歯質と接着させるときに、歯質に対して接着効果を発揮するプライマー。</p> <p>■包装： プライマーA、プライマーB 各3mL</p>	 <p>歯質(エナメル質、象牙質)、金属(貴金属、非貴金属)、レジン(アクリル、ハイブリッド型硬質レジン)、セラミック※1とマルチボンドIIを接着させる際に使用するセルフエッチングプライマー。</p> <p>■包装：3ml</p>
規格			
定価	¥5,500	各 ¥ 5,200	¥9,900

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	(株)トクヤマデンタル	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)
商品名	ユニバーサルプライマー	クリアフィル セラミックプライマープラス	クリアフィル ポーセレンボンドアクティベーター
	 <p>金属やポーセレン、コンポジットレジンはもちろん、ジルコニア系、アルミナ系の補綴物にも強固に接着させることが可能です。</p> <p>■包装： プライマーA、プライマーB 各2mL</p>	 <p>(シランカップリング材) シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP」も含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。</p> <p>■包装：4mL</p>	 <p>(シランカップリング処理材) 必ずクラレノリタケ製ボンディング材やプライマー材と混和してご使用ください。</p> <p>■包装：4mL</p>
規格			
定価	¥8,000	¥7,000	¥7,400
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)	サンメディカル(株)
商品名	アロイプライマー	サーフィスコート	スーパーボンド PZプライマー
	 <p>(金属接着性モノマー) トリアジン系ビニルモノマー(VBATDT)と接着性モノマー(MDP)を配合。これら2つの作用により貴金属合金のみならず、非貴金属合金に対しても高い接着性を発揮します。</p> <p>■包装：5mL</p>	 <p>(表面滑沢材) 口腔内で用いる歯科修復物(歯科充填用コンポジットレジン、歯冠用硬質レジン、テンポラリークラウン、ガラスアイオノマーセメント)の形態修正後の表面滑沢材料です。</p> <p>■包装：5mL</p>	 <p>(ポーセレン、ジルコニア用プライマー) 新たにリン酸エステル系モノマーを配合した前処理材。それ以外のハイブリッドセラミックス、硬化した硬質レジンやコンポジットレジンに対しても高い接着力と耐久性を引き出します。</p> <p>■包装：A液・B液 各5mL</p>
規格			
定価	¥5,800	¥7,300	(セット)¥8,400/(単品)¥4,300

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)
商品名	ティースプライマー	Vプライマー	メタファスト ボンディングライナー
	 <p>(エナメル質・象牙質兼用のセルフエッチングプライマー) 「スーパーボンド」「スーパーボンド根充シーラー」「スーパーボンド Dライナーデュアル」「ボンドフィルSB」の歯面処理材です。 ■包装：3mL</p>	 <p>(貴金属に対するプライマー) 貴金属(金銀パラジウム合金、金合金、白金加金)に塗布することで接着力と耐久性が大幅にアップします。 ■包装：3mL</p>	 <p>(非金属専用プライマー) アルミナサンドブラスト処理後のチタン合金やコバルトクロム合金等に高い接着力を発揮します。 ■包装：7mL</p>
規格			
定価	¥3,800	¥3,550	¥4,800
メーカー	サンメディカル(株)	サンメディカル(株)	カー社
商品名	メタベースM 金属床用プライマー	M&Cプライマー セット	シランプライマー
	 <p>(金属床のリベース用プライマー) 「メタベースM」の前処理材として使用することにより高い金属接着性、耐久性を実現します。 ■包装：7mL</p>	 <p>金属・セラミックス・レジンなど修復物すべての素材に使えるマルチプライマー。 ■包装：A液 5mL×1本 B液 5mL×1本</p>	 <p>コンポジットレジン等の接着面のシラン処理に用います。 シランプライマーを塗布し、弱いエアを吹き3秒間乾燥させます。 ■包装：5mL</p>
規格			
定価	¥4,800	¥8,800	¥4,200

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)	YAMAKIN(株)
商品名	マルチプライマー リキッド	マルチプライマー ペースト	マルチプライマー リペアーリキッドワン
	 <p>(金属・セラミックス用) 貴金属(金合金、金銀パラジウム合金)だけでなく、非貴金属(ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金、チタン合金、チタン)やセラミックス(ジルコニア)にも使用できるプライマーです。 ■包装：7mL</p>	 <p>(金属用) ワンステップで接着が行える金属表面処理ペーストです。貴金属(金合金、金銀パラジウム合金)の他、非貴金属(ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金、チタン合金、チタン)に使用できます。 ■包装：2mL</p>	 <p>(レジン用) ワンステップで接着が行える追加築盛液です。 ■包装：6mL</p>
規格			
定価	¥11,500	¥5,500	¥3,200
メーカー	ペントロン ジャパン(株)	ビスコ社/モリムラ	リライアンス社/リンカイ
商品名	イーライズ	Zプライムプラス	メタルプライマー
	 <p>デンティンボンディング前の象牙質接着面を接着に適した状態に改質する事で、ボンディング材の接着性能を効果的に発揮させ、コンポジットレジン充填作業におけるコントラクションギャップを阻む。 ■包装：コンディショナー30mL、プライマー4mL</p>	 <p>ジルコニア・アルミナ・メタルなどの多種類の修復材料と汎用レジンセメントとの接着力、及び耐久性を強化するための1液性プライマー。光重合型・化学重合型・両重合型レジンセメントに対応。光照射不要。 ■包装：4mL</p>	 <p>歯面調整剤。 各材料を接着する前に歯面の正常を適正な状態にするためのプライマーです。 使用される人工歯面に合わせて調整剤をご選択ください。受発注品。 ■包装：8mL</p>
規格			
定価	¥4,200 / ¥3,800	¥12,500	¥8,880

アデント 取扱商品一覧

歯科用薬品・消耗材 編

中分類名：プライマー

小分類名：

メーカー	リライアンス社／リンカイ	リライアンス社／リンカイ	リライアンス社／リンカイ
商品名	プラスチックコンディショナー	ポーセレンコンディショナー	リライアボンド プライマー
			
	<p>歯面調整剤。 各材料を接着する前に歯面の正常を適正な状態にするためのプライマーです。 使用される人工歯面に合わせて調整剤をご選択ください。受発注品。 ■包装：10cc</p>	<p>歯面調整剤。 各材料を接着する前に歯面の正常を適正な状態にするためのプライマーです。 使用される人工歯面に合わせて調整剤をご選択ください。受発注品。 ■包装：8cc</p>	<p>受発注品 ■包装：16cc</p>
規格			
定価	¥6,660	¥6,660	¥14,330
メーカー	(株)トクヤマデンタル	カー社	
商品名	ボンドマー ライトレス II セット	オプチボンド eXTRa プライマー	
			
	<p>(1ステップボンディング材(化学硬化型)) 塗布後の待ち時間ゼロ、光照射ゼロ、光照射熱ゼロ。ボンディングとプライマーの機能をあわせもつマルチユース型。</p>	<p>■包装：5mL</p>	
規格			
定価	¥9,700	¥5,800	