

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材

小分類名：

メーカー	カー社	(株)ビー・エス・エーサクライ	睦化学工業(株)
商品名	スーパーセップ	セパロック	ジプセップ
			
	<p>アルコールベースの石膏分離剤。フィルム状の膜が残らず、表面は乾燥します。噴霧あるいは塗布後、すぐに石膏や埋没材を盛ることが出来ます。</p> <p>■包装：236ml</p>	<p>(水性万能石膏分離材) 石膏対石膏の分離だけでなく、プラスチックや咬合器、マウンティングプレートなど様々な石膏分離を可能とし、分離効果を高め、また洗浄性にも優れています。</p> <p>■包装：100cc</p>	<p>高精度の分離効果が得られます。サラッと塗れて、乾燥も極めて速く、塗布後直ちに石膏、埋没材を投入できます。</p> <p>■包装：200ml</p>
規格			
定価	¥5,000	¥1,000	¥2,400
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	林歯科商店	(株)モモセ歯科商会
商品名	ノリタケ ストンセップ	シュールパワーW	スパルテン
			
	<p>(石こう・埋没材の分離材) アルコール系なので速乾性に優れており、被膜厚さも薄く、しかも優れた分離効果を発揮します。また、低温下においても再結晶せず、冬季の保存安定性に優れています。</p> <p>■包装：100ml</p>	<p>安価で性能抜群・多機能・即乾型・二重構造型ワックスパターンクリーナー兼石膏分離材。</p>	<p>レジンと石膏、石膏と石膏の分離に抜群の効果を発揮します。分離は確実に、しかも分離した表面は滑沢で光沢があります。レジンや石膏に影響を及ぼさず、万一、陶歯やレジン歯・クラスプ・バーなどに付着しても支障はありません。</p>
規格		150g	300g
定価	¥1,500	¥1,500	¥1,270

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材

小分類名：

メーカー 商品名	内外歯材(株) 正宗石膏セップ	チョーワ(株)／内外歯材 トレーセップ	吉野石膏販売(株) ハイクリーンGセップ
	 <p>薄い均一した皮膜！面荒れもなくあらゆる石膏対石膏の強力分離を行います。 揮発性がありますので使用後は必ず蓋をして下さい。</p> <p>■包装：200ml</p>	 <p>石膏面を荒らしたり、脆化させたりしないよう開発された全く新しい石膏分離材です。</p> <p>■包装：200ml</p>	 <p>石膏や埋没材の分離に最適です。石膏面に薄く滑らかな皮膜を作り優れた分離効果を発揮します。</p> <p>■包装：300ml</p>
規格			
定価	¥1,200	¥1,800	¥3,300
メーカー 商品名	レンフェルト社／日本歯科商社 イソフィックス2000	ヘルスクリツアージャパン(株) アイスラー	(有)秋山歯科器具製作所 ディポール
	 <p>石こう表面に浸透し、被膜を作らず分離効果を発揮する石こう⇄石こう分離材です。</p> <p>■包装： セット(スプレー容器1本、1,000mL1缶) リフィルセット(1,000mL×2缶)</p>	 <p>均一な薄い分離膜を形成します。</p>	 <p>スプレー付。</p> <p>■包装：100mL／1000mL</p>
規格		80ml	
定価	(セット)¥ ¥7,000／(詰替) ¥11,900	¥3,000	¥2,700／ ¥15,000

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材

小分類名：

メーカー	(株)松風	ハイデンタル・ジャパン(株)	ハイデンタル・ジャパン(株)
商品名	ハイゾール	プラスターセップ	フラスコセップ
			
	アルギン酸印象材と網トレー、フラスコと石こうの分離など多用途に使用できます。 ■包装：80g	(石膏と石膏の分離剤) 分離効果が良く石膏の面荒れがありませんので、石膏どうしの分離剤として効果を発揮します。 スプレータイプのため手軽に使えます。 ■包装：220mL(スプレー式)	(石膏とフラスコ等の分離剤) 石膏埋没時、フラスコに塗布すると、割り出し時に容易に石膏が取り出せます。 咬合器のマウンティングプレートと石膏の分離にも有効です。 ■包装：220mL(スプレー式)
規格			
定価	¥1,200	¥1,250	¥2,150
メーカー	デンタルエイド(株)	(株)ジーシー	(株)クエスト
商品名	ジップセップ	ジーセラコスモセップ	ピュアジップセップ
			
	石膏と石膏の分離用。 咬合器やフラスコと石膏の分離用に。湿った石膏表面に筆で塗布し、すぐに二次石膏を流します。あらゆる石膏同士の強力な分離を行います。	(石こう-耐火模型分離材) 硬化した耐火模型の表面に塗布することにより二次石こうとの分離を確実に。また、耐火材中のりん酸塩による、二次石こうの硬化不良も防止します。 ■包装：9g	石こう、埋没材の分離に使用します。アルコールベースで、塗布後すぐに石こうを流し込むことができます。 ■包装：250ml/500ml
規格	500ml		
定価	¥3,000	¥3,000	¥2,800/¥5,000

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材  
 小分類名：

メーカー 商品名	スメプロイシステム／モリタ PCリリース	クラレメディカル((株) エステニアC&B CRセップIII	ウイップミックス社 モデルセプ
	 <p>スメプロイデンチャーシステムを構成する石膏離型剤です。成型後の床材と石膏の分離を容易にする二液硬化型の分離剤です。                      ■包装：PCリリース1 90mL                      PCリリース2 10mL                      PCリリース洗浄剤 50mL</p>	 <p>インレー・アンレー用の石膏分離材です。</p>	 <p>(スプレー式)                      分割模型の製作に際して、第2基底模型の石膏を注入するときに第1基底模型に塗布する分離剤です。                      アルコールベースなので、速乾性で、分離膜を形成しません。                      ■包装：236mL入</p>
規格		20ml	
定価	¥8,000	¥4,000	¥3,590
メーカー 商品名	ウイップミックス社 ルブリテックスNo.12	ウイップミックス社 ゲーター・ダイループ	ウイップミックス社 フォイルコート
	 <p>(ワックス・石膏分離剤)                      表面張力が小さく、水溶性です。                      金属、ポーセレン、プラスチックおよび石膏等、すべての歯型材に極めて薄い分離膜を形成します。                      ■包装：100ml／450ml</p>	 <p>(ワックス・石膏分離剤)                      速乾性です。                      ■包装：100ml</p>	 <p>(義歯製作用 石膏・レジン分離材)                      ■包装：100ml</p>
規格			
定価	¥1,730 / ¥3,970	¥3,730	¥860

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材

小分類名：

メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	セラマージュ セップ	ライトフィルセップ	アットバニッシュ TF
			
	(コンポジット・石こう分離材) 石こうとセラマージュの分離材です。 ジャケットクラウンやインレーの製作時に使用します。  ■包装：7ml	(コンポジット・石こう分離材) 石こう模型からコンポジットレジンおよび前装冠用硬質レジンなどの硬化物を容易に離型するための専用の分離材です。  ■包装：4g	(サーモフォーム用分離材) サーモフォーミング成型時においてシートと石こう模型の分離に用います。 強度の高い被膜を短時間で形成し、クリアで美しいマウスガードの成型面が得られ、作業時間も短縮できます。  ■包装：130g
規格			
定価	¥3,000	¥1,500	¥1,000
メーカー	アルモア社／東京歯科産業	(株)トクヤマデンタル	大栄歯科産業(株)
商品名	セパレーティングミディアム	トワセップ	エンゼルVセップ
			
	■包装：8オンス	石こうとワックスが固着しないように、その境界面に塗布する分離材。 主にワックスパターン製作時、ワックスと模型の分離に用います。保存安定性に優れています。 ■種類：ピンク(高粘度)、ブルー(低粘度) ■包装：各200ml	揮発性の万能石膏分離材。 非常に薄い皮膜ながら、高い分離効果を発揮します。  ■包装：420ml
規格			
定価	¥3,090	(販売中止)	¥1,500

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：石膏分離材

小分類名：

メーカー 商品名	カンデュラー社／リンカイ ISO-K	アストラテック(株) スピードリリース	ヘレウスクルッツァージャパン(株) インシュレーティングペン
	 <p>レジンと石膏の分離剤です。 常温重合タイプと加熱重合タイプの2種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類：常温重合タイプ 加熱重合タイプ</li> <li>■包装：各500ml</li> </ul>	 <p>(EVAシートと石膏模型の分離材) シリコンを主成分とした分離材で対称面の潤滑性を高め着脱を容易にします。また、マウストレーへの石膏の焼きつきを防止するため、より透明に仕上がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■包装：341g</li> </ul>	 <p>コンポジットレジン、陶材を石膏模型ならびにエポキシ模型から分離するためのクラウンブリッジ用2液性分離材です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■種類： インシュレーティングペン1(硬化剤) インシュレーティングペン2(分離剤)</li> <li>■包装：各12ml入</li> </ul>
規格			
定価	各 ¥ 2,600		各 ¥ 4,080
メーカー 商品名	コー社／ヨシダ コーセップ	レンフェルト社／日本歯科商社 ピコセップ	
	 <p>義歯床作製の際に、レジン歯と石膏の分離をスムーズに行えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■包装：59mL</li> </ul>	 <p>厚さ1μm以下の非常に薄い層で、石膏とワックス、陶材を確実に分離します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■厚み：1μm以下</li> <li>■包装：30mL</li> </ul>	
規格			
定価	¥1,200	¥1,900	