

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	ニュープラストーン II	ニュープラストーン II ファスト	ニュープラストーン II LE
			
	<p>(模型用) 従来の「ニュープラストーン」の良さはそのままに、石こう粉末の粒度の調整によって、水の馴染みが向上。ダマのないクリーミーな練和性によって気泡の巻き込みも低減します。 ■包装：3KgSP／18KgSP／18Kg缶</p>	<p>(模型用) ニュープラストーン II の硬化時間の早い「ファスト」タイプです。 ■包装：3KgSP</p>	<p>(模型用) 「ニュープラストーン II シリーズ」をベースに、硬化膨張率を0.08%と超硬石こう「ニューフジロック」と同じにすることで寸法精度の高い模型を作製することができます。 ■包装：3KgSP／18KgSP／18Kg缶</p>
規格	イエロー、グレー	イエロー	イエロー、ベージュ
定価	¥2,750／¥13,970／¥14,250	¥2,750	¥2,750／¥13,970／¥14,250
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	ニュープラストーン II LE ファスト	ニュープラストーン II HE	ニュープラストーン II ホワイト
			
	<p>(模型用) ニュープラストーン II LEの硬化時間を15分に早めた「ファストタイプ」 ■包装：3KgSP</p>	<p>(義歯床製作用) 「ニュープラストーン II シリーズ」をベースに、義歯床製作に特化し、硬化膨張率を0.40%と高めた硬石こう。 ■包装：3KgSP</p>	<p>(矯正模型用) クリーミーな練和感をはじめ、滑沢な模型面やソーピング作業が行いやすい、圧縮強度を44MPaに抑えることで分割やトリミングも行いやすい。 ■包装：3KgSP／18KgSP／18Kg缶</p>
規格	イエロー	ピーチ	ホワイト
定価	¥2,750	¥2,750	¥2,750／¥13,970／¥14,250

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)松風
商品名	ニュープラストーンII ホワイト ファスト	シェイク!ミックス ストーン	ヒドロギプス
	 <p>(矯正模型用) ニュープラストーンII ホワイトの硬化時間を通常の40分から15分に短縮したファストタイプ。</p> <p>■包装：3KgSP</p>	 <p>シェイカーでシャカシャカと練和する全く新しいタイプの超速硬石膏。練和直後はサラサラとした流動性。またスピード硬化特性により、注入後わずか5分でアルギン酸塩印象から模型撤去が可能です。 ※シェイカー別売 ¥800</p> <p>■包装：1.5kg × 2</p>	 <p>(模型用) 普通石こうに比べて3倍の強度があり、表面は滑沢緻密で、膨張や変形の少ない模型材料です。</p> <p>■包装：3KgSP / 18kg缶</p>
規格	ホワイト	ピンク、イエロー	ホワイト、イエロー、ブルー
定価	¥2,750	各 ¥2,980	¥2,860 / ¥14,580
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ヒドロギプス FS	ユニストーン	キャプストーンDF
	 <p>(熱可塑性レジン対応型石こう) 熱可塑性樹脂の複模型やサーモフォーミング用模型に適した硬質石こうで、良好な適合が得られます。各種印象材との相性が良く、滑沢な表面性状が得られます。</p> <p>■包装：3KgSP</p>	 <p>(模型用) 特に操作時間を長く設定しており、余裕をもって作業ができる模型材です。十分な強度と滑らかな表面の模型が得られます。</p> <p>■包装：3KgSP / 18kg缶</p>	 <p>(模型用) 寒天印象材と相性が良い為、模型表面が非常にきれいなDFタイプ。流し込みやすい上に盛りつけやすい適度な流動性をもち、混水比が多少変化しても物性レベルが安定しています。</p> <p>■包装：3KgSP / 18kg缶</p>
規格	アイボリー	イエロー、ブルー	イエロー、グレー、ブルー
定価	¥2,860	¥2,650 / ¥13,500	¥2,860 / ¥14,580

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)菱化デンタル	(株)菱化デンタル	(株)菱化デンタル
商品名	ニューダイヤストーン ノーマル	ニューダイヤストーン ダストフリー	ニューダイヤストーン ファースト
			
	<p>各種印象材に対して優れた適合性を示し、表面が滑沢な模型が得られる硬石膏です。また、少ない混水量で練和できます。</p> <p>■包装：3KgSP／18kg段ボール入 18kg缶／1.5kgx12入</p>	<p>粉末飛散が大幅に減少したDFタイプの硬石膏。各種印象材との適合性にも優れ、滑沢な表面の模型が得られます。少ない混水量で練和でき、また盛り付けも手早くきれいに行えます。</p> <p>■包装：3KgSP</p>	<p>わずか5分で凝結しますので、20分前後で模型が撤去でき、40分後には加工も可能です。各種印象材に対して優れた適合性を示し、少ない混水量で練和できます。</p> <p>■包装：3KgSP</p>
規格	オレンジ、イエロー、ホワイト、ブルー、グレイ	イエロー	パステルオレンジ
定価	¥3,400／¥16,500／¥17,100／¥17,700	¥3,650	¥3,400
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	ノリタケストーンEx	ノリタケストーンEx オルソホワイト	ニューハイストーン
			
	<p>操作性を追及し、”ノリタケストーン”をリニューアル。クリーミーな練和感を実現し、気泡の混入を抑制しました。</p> <p>■包装：3kgSP／18kg袋入</p>	<p>白さを追求した矯正用硬石膏です。</p> <p>■包装：3kgSP／18kg袋入</p>	<p>クリーミーな練和感と、適度な流動性があります。盛りつけ性も良く、肌荒れのない緻密な模型が製作できます。</p> <p>■包装：3kg箱×6／5kgアルミ袋×4、10kgアルミ袋×2</p>
規格	イエロー、ニュートラルグレイ、ブルー	ホワイト	イエロー、ブラウン、ピンク、グレイ、ホワイト、ブルー、グリーン、ニューグリーン
定価	¥2,400／¥12,500	¥3,000／¥15,500	(3kg×6)¥20,880／(5kg×4)¥22,200 (10kg×2)¥20,040／(20kg)¥16,800

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)
商品名	メガストーン	エコストーン	ファストストーンDF
	 <p>(歯科用低膨張硬質石膏) 低い硬化膨張率を安定して発揮します。各種印象材との相性も良く、寸法精度の優れた緻密で滑沢な模型が製作できます。 ■用途：総義歯、局部義歯、クラウン・ブリッジ等の模型、マウント用 ■包装：3kg箱×6／20kg袋</p>	 <p>(歯科用硬質石膏) 環境に配慮した簡易包装です。 ■用途：総義歯、局部義歯、クラウン・ブリッジ等の模型、矯正用模型の製作。 ■包装：18kg箱(3kgエコパック×6)</p>	 <p>(ファストタイプの硬質石膏) 硬化時間が5分と短く、印象からの脱型作業も15分後に可能。DFタイプ。 ■用途：総義歯、局部義歯、クラウン・ブリッジ等の模型、矯正用模型の製作。 ■包装：3kgエコパック×4</p>
規格	イエロー・ブラウン・グレー	イエロー	イエロー
定価	(3kg×6)¥21,300／(20kg)¥18,960	¥17,700	¥14,200
メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	吉野石膏(株)／旧シロナ
商品名	セットアップストーン	ニューハイストーンN-1	ニューサンストーン
	 <p>(歯科用咬合器装着用硬質石膏) 低膨張で硬化時間が短く、ダレが少なく盛り上げ作業が簡単に行えます。咬合器装着用に開発しました。 ■用途：咬合器装着用(マウント用) ■包装：3kgエコ袋×4</p>	 <p>(歯科用耐圧硬質石膏) 硬化膨張が0.32%で、熱可塑性樹脂用の複模型に適しています。 ■用途：総義歯、局部義歯、熱可塑性樹脂用の複模型用。 ■包装：25kg袋</p>	 <p>混水比：0.24W/P 凝固時間：10分 凝結膨張：0.2% 又レ圧縮強さ(1時間後)：44MPa 乾燥圧縮強さ(24時間後)：78MPa ■包装：3Kg箱×6</p>
規格	アイボリー	ホワイト	イエロー、グレー、ホワイト
定価	¥11,000	¥16,680	¥21,600

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

<b>メーカー</b>	吉野石膏(株)／旧シロナ	下村石膏(株)	下村石膏(株)
<b>商品名</b>	サンストーンファストセット	ゾーストーン	ニューゾーストーン
			
	凝結時間が5分、硬化時間が従来の硬石膏に比べて半分という速硬性の硬石膏で、緻密で滑沢な模型がスピーディに製作できます。 ■包装：3Kg箱×6	インレー、クラウンブリッジ、義歯等の作業模型や矯正模型に最適です。 ■包装：3kgSP／10kg袋 18kg袋／18kg缶	インレー、クラウンブリッジ、義歯等の作業模型や矯正模型に最適です。 ■包装：3kgSP／10kg袋 18kg袋／18kg缶
<b>規格</b>	グリーン	イエロー、ホワイト	イエロー、ホワイト、モスグリーン、オレンジ、アクブルー、バイオレットグレー、ルージュサンドベージュ
<b>定価</b>	¥21,600	¥3,810／¥11,550 ¥19,650／¥20,170	¥3,810／¥12,010 ¥20,830／¥21,360
<b>メーカー</b>	下村石膏(株)	下村石膏(株)	JM Ortho／下村石膏
<b>商品名</b>	ミレニアム	エレファストーン	オーソマックス
			
	特に精度が要求されるインレー、クラウンブリッジ、義歯等の作業模型や咬合器の付着用。 ■包装：3kgSP／10kgBOX／18kgBOX	インレー、クラウンブリッジ、義歯等の作業模型や矯正模型用。 ■包装：18kgパック(3kg×6)	(矯正模型用) 矯正模型で発生する歯列部と台付け部との境界部で生じるラインや色調の差をなくしました。適度な強度を与えたことによりトリミングが容易で、模型のエッジ出しがシャープに仕上がります。 ■包装：3KgSP×6／10Kg箱入
<b>規格</b>	マロンイエロー、グレー	イエロー	
<b>定価</b>	¥4,070／¥12,430／¥21,780	¥19,030	¥12,700／¥7,400

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	JM Ortho／下村石膏	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)
商品名	オーソマックスⅡ	ニュージプストーン	ニュージプストーン膏太郎
	 <p>従来品と比較してより硬い歯科矯正用の白色硬石膏です。より高度な純白さを追求し、ソーピングによる艶出し効果が良好です。</p> <p>■包装：10kg エコボックス 18kg エコボックス 18kg パック(3kg×6)</p>	 <p>印象用模型から可撤模型まで。</p> <p>■用途：一般模型用 ■包装：3kg箱×6 2.5kg箱×2×4</p>	 <p>ゴミを増やさない3kgエコパックタイプの硬質石膏です。</p> <p>■包装：3kg×6</p>
規格		アイボリーイエロー、ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン、グレー	アイボリーイエロー、ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト、グレー
定価	(10kg)¥8,600／(18kgI)¥14,000 (18kgSP)¥16,500	¥16,500／¥16,000	¥14,600
メーカー	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)	サンエス石膏(株)
商品名	ジーピーテック	L-ストーン	ベストストーン
	 <p>歯科技工所様のために硬化時間を長くしております。</p> <p>■用途：一般模型用(技工所向け) ■包装：2.5kg箱×2×4 (アイボリーイエローのみ) 10kg袋×2</p>	 <p>超硬質石膏と同等の寸法精度で硬質石膏模型を作製できます。寒天・アルジネート印象材などでもきれいな模型面が得られます。</p> <p>■用途：インレー、クラウン、ブリッジ等の低膨張模型用 ■包装：3kg×6</p>	 <p>各種印象材との適合性が良く滑沢な印象面の模型が得られます。特に寒天印象材とは優れた適合性を発揮。混水比…0.23 硬化時間…10分 線硬化膨張…0.20% 圧縮強さ…50MPa</p> <p>■包装：3kg×6</p>
規格	アイボリーイエロー、ピンク、ブルー、グリーン、グレー	レモンイエロー、ブラウンイエロー	イエロー
定価	¥13,000／¥12,000		¥16,670

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー 商品名	サンエス石膏(株) トップストーンDF	サンエス石膏(株) トップストーンDFファスト	サンエス石膏(株) ハイマウント
	 <p>模型の表面性状の良さと粉末飛散防止にこだわった歯科用硬質石膏です。DFタイプ。</p> <p>■用途：一般模型用(医院向け) ■包装：1.5kg×2×6</p>	 <p>短時間に模型作りができ、作業効率が向上します。DFタイプ。</p> <p>■用途：一般模型用(医院向け) ■包装：1.5kg×2×6</p>	 <p>咬合器装着のために必要な性能に特化した石膏です。低膨張、超速硬性。</p> <p>■用途：超速硬模型・マウント用 ■包装：3kg×6</p>
規格	イエロー、ブルー、グレー	イエロー	ホワイト
定価	¥18,780		¥15,180
メーカー 商品名	サンエス石膏(株) ジプストーンGH	(株)ヨシダ たんぽぽ	デントクラフト社/ヨシダ DCデントロック
	 <p>総義歯の樹脂収縮による精度低下を防止するために高膨張の模型を作製できます。樹脂収縮補償高膨張。</p> <p>■用途：レジン床総義歯模型用 ■包装：3kg×6</p>	 <p>(模型用) 混水量：24ml 凝固時間：10分 圧縮強さ(1時間後)：47MPa</p> <p>■包装：6Kg(1.5kg×4個)</p>	 <p>(模型・矯正模型用) 混水量：24ml/凝固時間：10分 凝結膨張：0.24% 圧縮強さ(1時間後)：3.82MPa 乾燥圧縮強さ：7.85MPa</p> <p>■包装：3kg(1.5kg×2袋)</p>
規格	ライトグリーン	イエロー、グレー	イエロー
定価	¥16,500	¥7,230	(販売終了)

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー 商品名	山八歯材工業(株)／富士石膏 ファインストーン	(株)クエスト アンカーロック	睦化学工業(株) ネオプラムストーン
	 <p>(模型用) ソフトな練和感優れた印象再現。淡い色調で長時間の作業でも目が疲れません。</p> <p>■包装：4.5kgSP／10kg×2</p>	 <p>(模型用) 各種模型の製作に使えます。十分な強度があり、硬化後も低い膨張率を維持できます。細部まで美しく再現できる経済的な硬石膏です。</p> <p>■包装：3kg箱／3kg箱×6</p>	 <p>(模型用) 混水量：24ml 凝固時間：10分／凝結膨張：0.22% 圧縮強さ(1時間後)：49MPa 乾燥圧縮強さ：83MPa</p> <p>■包装：3KgSP／10Kg袋</p>
規格	イエロー、ブルー、グリーン、ホワイト	イエロー・ブルー	イエロー、ブルー、ホワイト、グリーン、ピンク、グレー
定価	¥4,000／¥16,900	¥2,000／¥12,000	¥3,780／¥11,100
メーカー 商品名	睦化学工業(株) ウイナーズストーン	睦化学工業(株) ピアリーストーンLX	デンケン・ハイデンタル(株) デンタルストーン IMP
	 <p>(模型用) 混水量：24ml 凝固時間：11分 凝結膨張：0.25% 圧縮強さ(1時間後)：49MPa 乾燥圧縮強さ：83MPa</p> <p>■包装：6KgSP</p>	 <p>(超精密模型・マウント用) 混水量：23ml 凝固時間：9分 凝結膨張：0.08% 圧縮強さ(1時間後)：54MPa 乾燥圧縮強さ：93MPa</p> <p>■包装：3KgSP</p>	 <p>印象模型・義歯のコーティング・ハイトップコーティング用。バイブレーター使用時は流動性が上がるため、印象材に容易に注入できます。バイブレーターから離すと、適度に粘りがあり容易に盛り上げることができます。</p> <p>■包装：2Kg、10Kg×2袋、2Kg×10PC</p>
規格		イエロー、ブラウン	イエロー、スカイブルー、ホワイト
定価	¥6,570	¥4,040	¥980／¥9,800／¥9,800



# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)日本歯科商社	(株)日本歯科商社	(株)日本歯科商社
商品名	ニューTDストーン	ニューTDストーン016	TDハイフローストーン
			
	クリーミーな錬和感があり、盛り付けが容易です。 アルジネート、寒天印象材とのなじみが良く、滑沢な面が得られます。  ■包装：18kg(3kg×6)	(デンチャー専用硬石膏) 義歯床用浸透性レジン分離材『ジェミニセップ』が浸透しやすい結晶構造です。 低膨張硬石膏。  ■包装：18kg(3kg×6)	(基底模型専用石こう) 高い流動性があるため気泡の混入を抑えてシリコンフォーマーへの注入が容易に行えます。硬化膨張が低いいため寸法精度に優れた作業模型が製作できます。  ■包装：18kg(3kg×6)
規格	パステルイエロー、ブルー、グレー	アイボリー	オレンジイエロー
定価	¥17,000	¥16,600	¥12,700
メーカー	ウイップミックス社／東京歯科産業	ウイップミックス社／東京歯科産業	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	フローストーン	マウンティングストーン	ドクタープラスター 硬石膏
			
	(基底模型用) 流動性が高いためモデルフォーマーに流し易く、気泡の巻込みがほとんどありません。硬化時間は12分と長い。  ■包装：5kg(2.5kgパウチ×2) 15kgカートン	(咬合器模型付着用) 硬化膨張が0.08%と小さく、正確に咬合器に付着できます。硬化時間が5分と早く、作業を効率的に行なえます。  ■包装：5kg(2.5kgパウチ×2) 15kgカートン	低膨張率による正確な再現性、滑らかな表面性状、タストフリー。  ■用途：模型対合歯、模型支台歯 ■混水比：23% ■包装：1.5kg／18kg
規格	バフ、ライトブルー		イエロー
定価	(5kg) ¥ 5,200 / (15kg) ¥ 12,600	(5kg) ¥ 6,000 / (15kg) ¥ 10,600	¥ 950 / ¥ 9,360

# アデント 取扱商品一覧

## 技工用器材 編

中分類名：硬石膏

小分類名：

メーカー	ゼルマック社／プレミアムプラス																																						
商品名	エリートモデル	エリートオーソ	エリートアーチ																																				
	 <p>アイボリー スチールブルー</p> <p><b>テクニカルデータ</b></p> <table border="1"> <tr><td>湿水比</td><td>30 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>12分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.04%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.07%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>31 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>62 MPa</td></tr> </table> <p>汎用性が高く、チキソロピーに優れており、膨張率の低い硬石膏。</p> <p>■用途：一般模型、対合歯列模型、可撤性補綴物の埋没用 ■包装：3kgSP</p>	湿水比	30 ml / 粉100g	硬化時間	12分	硬化膨張率(2時間後)	0.04%	硬化膨張率(48時間後)	0.07%	圧縮強さ(1時間後)	31 MPa	圧縮強さ(48時間後)	62 MPa	 <p>硬石膏</p> <p><b>テクニカルデータ</b></p> <table border="1"> <tr><td>湿水比</td><td>24 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>14分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.04%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>32 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>60 MPa</td></tr> </table> <p>光沢のある白さでチキソロピー性に優れています。</p> <p>■用途：矯正模型、対合歯列模型の作製用 ■包装：3kgSP</p>	湿水比	24 ml / 粉100g	硬化時間	14分	硬化膨張率(2時間後)	0.04%	硬化膨張率(48時間後)	0.05%	圧縮強さ(1時間後)	32 MPa	圧縮強さ(48時間後)	60 MPa	 <p>硬石膏</p> <p><b>テクニカルデータ</b></p> <table border="1"> <tr><td>湿水比</td><td>30 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>5分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.02%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.06%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>26 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>59 MPa</td></tr> </table> <p>高い接着性で、膨張率が非常に低い ため、咬合位置のズレを抑えます。また、チキソロピーに優れ、咬合器のポジショニングが容易に行えます。</p> <p>5分硬化タイプ。 ■用途：咬合器マウント用硬石膏 ■包装：3kgSP</p>	湿水比	30 ml / 粉100g	硬化時間	5分	硬化膨張率(2時間後)	0.02%	硬化膨張率(48時間後)	0.06%	圧縮強さ(1時間後)	26 MPa	圧縮強さ(48時間後)	59 MPa
湿水比	30 ml / 粉100g																																						
硬化時間	12分																																						
硬化膨張率(2時間後)	0.04%																																						
硬化膨張率(48時間後)	0.07%																																						
圧縮強さ(1時間後)	31 MPa																																						
圧縮強さ(48時間後)	62 MPa																																						
湿水比	24 ml / 粉100g																																						
硬化時間	14分																																						
硬化膨張率(2時間後)	0.04%																																						
硬化膨張率(48時間後)	0.05%																																						
圧縮強さ(1時間後)	32 MPa																																						
圧縮強さ(48時間後)	60 MPa																																						
湿水比	30 ml / 粉100g																																						
硬化時間	5分																																						
硬化膨張率(2時間後)	0.02%																																						
硬化膨張率(48時間後)	0.06%																																						
圧縮強さ(1時間後)	26 MPa																																						
圧縮強さ(48時間後)	59 MPa																																						
規格	アイボリー、スチールブルー	ホワイト	ホワイト																																				
定価	各 ¥2,200	¥2,500	¥3,000																																				
メーカー	ゼルマック社／プレミアムプラス																																						
商品名	エリートアーチファースト																																						
	 <p>硬石膏</p> <p><b>テクニカルデータ</b></p> <table border="1"> <tr><td>湿水比</td><td>30 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>3分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.02%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.06%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>26 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>59 MPa</td></tr> </table> <p>高い接着性で、膨張率が非常に低い ため、咬合位置のズレを抑えます。また、チキソロピーに優れ、咬合器のポジショニングが容易に行えます。</p> <p>3分硬化タイプ。 ■用途：咬合器マウント用硬石膏 ■包装：3kgSP</p>	湿水比	30 ml / 粉100g	硬化時間	3分	硬化膨張率(2時間後)	0.02%	硬化膨張率(48時間後)	0.06%	圧縮強さ(1時間後)	26 MPa	圧縮強さ(48時間後)	59 MPa																										
湿水比	30 ml / 粉100g																																						
硬化時間	3分																																						
硬化膨張率(2時間後)	0.02%																																						
硬化膨張率(48時間後)	0.06%																																						
圧縮強さ(1時間後)	26 MPa																																						
圧縮強さ(48時間後)	59 MPa																																						
規格	ホワイト																																						
定価	¥3,000																																						