

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	ニューフジロックIMP	ニューフジロック	ニューフジロック ファストセット
			
	(模型用) 初期膨張とそれ以降の残留膨張を極限まで抑えました。特にインプラントやCAD/CAMのロングスパンの症例など精度を要求される症例に最適。 ■包装：3KgSP	(模型用) 低混水比(W/P=20/100)で練和でき、高い強度と低膨張率が自慢。チキソロピー性の付与により、スパチュラからの盛り付け作業はスムーズ。 ■包装：3KgSP／18Kg缶	(模型用) ニューフジロックの硬化時間を飛躍的に短縮。わずか15分でシリコン印象材からの撤去が可能。速硬性ながら操作余裕はたっぷりの約4分30秒。 ■包装：3KgSP
規格	ゴールドンブラウン、アラバスタアイボリー	ゴールドンブラウン、アラバスタアイボリー	ゴールドンブラウン
定価	¥3,330	¥ 3,330 / ¥ 16,940	¥3,330
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)松風
商品名	ニューフジロック ホワイト	ニューフジロック ホワイト ファストセット	デンサイト
			
	(模型用) 高い強度と低膨張率など超硬石こうのスタンダード「ニューフジロック」のホワイト色です。 ■包装：3KgSP	(模型用) シリコン印象材なら、わずか15分で模型を取り出せるニューフジロックファストセットのホワイト色です。 ■包装：3KgSP	(模型用) 硬化膨張が硬石こうの約1/3と少なく、精度の高い滑沢な面の模型が得られます。強度や硬度も優れています。 ■包装：3KgSP／18Kg
規格	ポーラーホワイト	ポーラーホワイト	
定価	¥3,330	¥3,330	¥ 3,130 / ¥ 14,300

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：

メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)菱化デンタル
商品名	モデロックⅡ	モデルストーン	ニュー ダイヤロック
	 <p>(模型用) 低混水比で練和でき、しかも硬化膨張が少ないので堅牢で精度の高い正確な模型が製作できます。また、模型面は極めて滑沢です。</p> <p>■包装：3KgSP／18Kg</p>	 <p>(模型用) スムーズな練和感と、垂れにくく盛り上げやすい性質を持つ超硬質石膏で、チッピングしにくいという特長をえています。</p> <p>■包装：3KgSP／18Kg</p>	 <p>優れた印象材適合性、操作性、安定性をもつ超硬石膏。少ない混水量でクリーミーな練和感が得られます。</p> <p>■包装：3KgSP</p>
規格		ホワイト、ピーチカラー	メロウブラウン、グリーン
定価	¥3,400／¥17,600	¥ 3,240／ ¥ 16,090	¥4,100
メーカー	(株)菱化デンタル	クラレノリタケデンタル(株)	クラレノリタケデンタル(株)
商品名	Mロック	スーパーロックEx	ハイブリッドロック
	 <p>低混水量(粉末100gに対して、水22mL)で練和できます。親水性が高く、練和感がクリーミーなので非常に練和作業が容易です。低膨張で寸法精度の高い模型が作成できます。</p> <p>■包装：3KgSP</p>	 <p>極めて低い硬化膨張率と高い精度を持った硬石膏です。</p> <p>■包装：3KgSP／18Kg袋</p>	 <p>特殊樹脂成分配合による優れた強度と高い操作性に加え、審美性の追求に応える色調を実現。</p> <p>■包装：3kg(1.5kg×2袋)</p>
規格	ピーチ	ブラウン、ニュートラルグレー	ナチュラルデンチン
定価	¥3,100	¥2,900／¥14,000	¥4,000

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：

メーカー 商品名	吉野石膏販売(株) ニューハイロック	吉野石膏販売(株)／旧シロナ サンハードⅡ	吉野石膏販売(株)／旧シロナ サンロック
	 <p>高強度で寸法精度の高い模型製作が出来ます。各種印象材との相性が良く、緻密で滑沢な面が得られます。チキソトロピー性を付与し、スムーズな流し込みと盛り付けが可能です。</p> <p>■包装：3kg箱×6、20kg袋</p>	 <p>混水比：0.20W/P 凝固時間：10分 凝結膨張：0.08% 又レ圧縮強さ(1時間後)：64MPa 乾燥圧縮強さ(24時間後)：118MPa</p> <p>■包装：3Kg箱×6</p>	 <p>混水比：0.23W/P 凝固時間：8分 凝結膨張：0.09% 又レ圧縮強さ(1時間後)：41MPa 乾燥圧縮強さ(24時間後)：78MPa</p> <p>■包装：3Kg箱×6</p>
規格	ブラウン、ホワイト	ブラウン、グレー	ピンク
定価	(3kg箱×6)¥24,480／(20kg袋)¥22,440	¥27,000	¥22,200
メーカー 商品名	下村石膏(株) ニューゾーロック	サンエス石膏(株) DFロック	デントクラフト社／ヨシダ DCニューメタルロック
	 <p>硬化膨張率0.06%! 膨張量の経時変化が小さく、精度を要求する技工に適しています。各種印象材に対する適合性に優れており、緻密で滑沢な模型面が得られます。</p> <p>■包装：3KgSP／10kg袋 18kg袋／18kg缶</p>	 <p>粉末飛散・面荒れ・チッピングを防止した高精度模型のための超硬石膏です。低膨張、高強度。DFタイプ。</p> <p>■用途：高強度低膨張模型用 ■包装：1.5kg×2×6</p>	 <p>混水量 24ml 硬化時間 9～10分 硬化膨張率 0.08% 圧縮強さ 8.83MPa</p> <p>■包装：3KgSP</p>
規格	パールベージュ	ブラウンイエロー、ホワイト	スーパーグレー
定価	¥4,620／¥14,520／¥24,310／¥24,860	¥22,200	(販売終了)

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：

メーカー	山八歯材工業(株)／富士石膏	(株)クエスト	睦化学工業(株)
商品名	ファインロック	スーパーハードロック	ニュープライムロック
			
	(模型用) 凝固膨張が小さく、強度、硬度も充分。 細部への流し込みも容易。 ■包装：4.5kg アルミ袋入	(模型用) 凝固膨張が小さく、滑沢な模型が作 製できます。クリーミーな練和感を持 ち、優れたチキソトロピー性は垂れに く、盛り上げやすいので、印象部細 部まで美しく流れ込みます。 ■包装：4KgSP／4Kg×5	混水量：20ml 凝固時間：10分 凝結膨張：0.08% 又レ圧縮強さ(1時間後)：64MPa 乾燥圧縮強さ(24時間後)：118MPa ■包装：3KgSP
規格	ダークブラウン	ブラウン、ブラウンLC	ゴールドンブラウン
定価	¥4,700	¥5,000／¥25,000 (LC)¥4,000／¥20,000	¥4,720
メーカー	ブレードント社／日本歯科商社	(株)日本歯科商社	カー社
商品名	チキソロック	TDトライロック	ベルミックスストーン
			
	硬化膨張率が2時間後0.08%(最大膨 張点)以下で安定し、その後の経時的 膨張がおこらないので、インプラントな ど寸法精度にこだわるケースに最適。 ■包装：2kgSP	練和泥の盛り上げやすさと流しやすさ を両立したチキソトロピー性、安定し た低い硬化膨張率です。 ■包装：3kg	クラウン、ブリッジに適した超硬石膏。とて も滑らかで硬く、緻密な表面が特徴。硬 化膨張が低く、対摩耗性に優れます。 ■種類：ベルミックスクラシックストーン 色：ピンク ベルミックスストーン (受注発注品) 色：白 ■包装：2Kg／15Kg箱入
規格	ライトブラウン	ピュアアイボリー	ピンク、白(受注発注品)
定価	¥3,480	¥2,800	¥4,000／¥16,000

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：


メーカー	カー社	ウイップミックス社／東京歯科産業	ウイップミックス社／東京歯科産業																								
商品名	スープラストーン	シルキーロック	レジンロック																								
																											
	ポーセレンラミネートベニアに適した色調の超硬石膏。 ■包装：15Kg箱入	(多用途型) 線硬化膨張が0.09%と小さく、精度の高い作業模型が製作できます。粒子が細かく密度が高いため、絹状の滑沢な面が得られます。 ■包装：5kg(2.5kgパウチ×2)／15kgカートン	(レジン配合 多用途型) 合成レジンと改良アルファ型石膏の配合によって、模型の表面は非常に滑沢になり、従来の模型用石膏に比べて2～3倍大きい耐摩耗性が有ります。 ■包装：5kg(2.5kgパウチ×2) 15kgカートン																								
規格	グリーン	バイオレット	ピーチ、ブルー、アイボリー																								
定価	¥16,000	(5kg) ¥ 6,000 / (15kg) ¥ 10,600	(5kg) ¥ 6,000 / (15kg) ¥ 15,400																								
メーカー	(株) ビー・エス・エーサクライ	ゼルマック社／プレミアムプラス	ゼルマック社／プレミアムプラス																								
商品名	ドクタープラスター 超硬石膏	エリートロック	エリートストーン																								
																											
	低膨張率を実現、滑沢で正確な模型が得られます。ダストフリー。 ■用途：模型対合歯、CAD/CAM作業、模型支台歯、インプラントモデル ■包装：1.5kg／18kg	テクニカルデータ <table border="1"> <tr><td>混水比</td><td>20 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>14分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.08%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.19%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>52 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>81 MPa</td></tr> </table> 高強度でチキソロピーに優れ、膨張率も低い超硬石膏。面荒れを防ぎ正確な模型を作製できます。 ■包装：3kgSP ※シルバークレイ(CAD/CAM対応)	混水比	20 ml / 粉100g	硬化時間	14分	硬化膨張率(2時間後)	0.08%	硬化膨張率(48時間後)	0.19%	圧縮強さ(1時間後)	52 MPa	圧縮強さ(48時間後)	81 MPa	テクニカルデータ <table border="1"> <tr><td>混水比</td><td>25 ml / 粉100g</td></tr> <tr><td>硬化時間</td><td>14分</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(2時間後)</td><td>0.08%</td></tr> <tr><td>硬化膨張率(48時間後)</td><td>0.09%</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(1時間後)</td><td>42 MPa</td></tr> <tr><td>圧縮強さ(48時間後)</td><td>60 MPa</td></tr> </table> チキソロピーに優れ、膨張率が低く、耐摩耗性に優れた超硬石膏。 ■用途：クロム、可撤性補綴物、対合歯の模型の作製など ■包装：3kgSP	混水比	25 ml / 粉100g	硬化時間	14分	硬化膨張率(2時間後)	0.08%	硬化膨張率(48時間後)	0.09%	圧縮強さ(1時間後)	42 MPa	圧縮強さ(48時間後)	60 MPa
混水比	20 ml / 粉100g																										
硬化時間	14分																										
硬化膨張率(2時間後)	0.08%																										
硬化膨張率(48時間後)	0.19%																										
圧縮強さ(1時間後)	52 MPa																										
圧縮強さ(48時間後)	81 MPa																										
混水比	25 ml / 粉100g																										
硬化時間	14分																										
硬化膨張率(2時間後)	0.08%																										
硬化膨張率(48時間後)	0.09%																										
圧縮強さ(1時間後)	42 MPa																										
圧縮強さ(48時間後)	60 MPa																										
規格	ゴールドブラウン	ライトアンバー、サンディブラウン、クリーム、ホワイト	ネイビーブルー、ピンク、アクアグリーン、ブラウン																								
定価	¥ 1,000 / ¥ 10,164	各 ¥ 4,200	各 ¥ 3,300																								

アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：超硬石膏

小分類名：

メーカー	デンケン・ハイデンタル(株)		
商品名	ダイストーン IMP		
	 <p>硬化膨張率0.08%。</p> <p>■包装：2kg、2kg×10PC</p>		
規格	ゴールドブラウン、アイボリー		
定価	¥1,260 / ¥12,600		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			