

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

メーカー	(株)アルテコ/サンデンタル	(株)アルテコ/サンデンタル	名南歯科貿易(株)
商品名	アルテコ	アルテコジェル	クイックタイト
	 <p>(瞬間強力接着剤) 石膏模型・レジン・金属等を数秒で接着できます。 ■種類：EE 低粘度、Z-39 低粘度、D 低粘度、W-1 中粘度、V2 高粘度、Z-106 高粘度 ■包装：各20g/(EEのみ)2g×6本</p>	 <p>(ゼリー状瞬間接着剤) 石膏模型・レジン・金属等を数秒で接着できます。硬化時間に幅を持たせているので位置修正ができ、比較的広い面積に使用できます。 ■包装：20g/50g</p>	 <p>(瞬間接着剤) 旧製品「名南スタータイト」と同様の製造元・成分となっております。粘度性も技工作業に最適となっております。本製品でも同じ使用感でご使用頂けます。 ■包装：2g×20本</p>
規格			
定価	各 ¥ 1,150 / (EEのみ) ¥ 1,400	(20g) ¥ 1,400 / (50g) ¥ 2,900	¥6,000
メーカー	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)	山八歯材工業(株)
商品名	アルテコW2	シアロック	スーパークイック
	 <p>(強力瞬間接着剤) 高粘度タイプです。 石膏模型貼付用として便利です。 スムーズに塗布ができます。 ■包装：50g</p>	 <p>(瞬間接着剤) アルファシアノアクリレート系。 石膏、金属、硬質プラスチックなど広範囲に使用できます。ダウエルピンの植立や横型の修理などに最適。細部への注入に便利なノズル付。 ■包装：2g×10本入(ノズル10本付)</p>	 <p>(瞬間接着剤) ■種類： (低粘度) 石膏模型表面硬化 (高粘度) 石膏模型修復 ダウエルピン植立 石膏折の修復 ■包装：各50g</p>
規格			
定価	¥2,000	¥1,700	¥3,400

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

メーカー	(株)クエスト	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	ピュア リペアグルー	アロンアルファ#201	アロンアルファ#232F
	 <p>(瞬間接着剤) 低粘度タイプです。 「スタータイト」の後継品として発売。</p> <p>■包装: 2g×5本入</p>	 <p>低粘度</p> <p>(低粘度瞬間接着剤) 模型の破損防止コーティング等に。</p> <p>■包装: 2g×5本／20g×1本 ラボパック(20g×25本入)</p>	 <p>中粘度</p> <p>(中粘度瞬間接着剤) 模型の破損防止コーティング等に。</p> <p>■包装: 50g</p>
規格			
定価	¥1,200	¥1,200／¥1,000／¥18,000	¥1,800
メーカー	(株)クエスト	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	アロンアルファ#233淡赤	アロンアルファ#253FTX	ピュア モデルゲル
	 <p>高粘度</p> <p>(高粘度瞬間接着剤) 模型の破損防止コーティング等に。</p> <p>■包装: 20g</p>	 <p>高粘度</p> <p>(高粘度瞬間接着剤) 石膏に浸透が少ない瞬間接着剤。 石膏面が凹凸でも接着が可能で、特に 貼り付け模型作成時に便利です。 高粘度でありながらスムーズに塗布で き、接着部分でピッタリ止まります。</p> <p>■包装: 100g</p>	 <p>高粘度ゼリー状</p> <p>(高粘度瞬間接着剤) ダウエルピン植立や石膏模型の気 泡修復、義歯埋没時の人工歯の固定 等の幅広い用途。ブルーの色調を与 えてありますので、接着部分が容易 に確認できます。</p> <p>■包装: 20gチューブ入</p>
規格			
定価	¥1,200	¥3,600	¥1,800

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

メーカー 商品名	(株)ビーエスエーサクライ プレモボンド	(株)ビーエスエーサクライ プレモボンドⅡ	(株)ビーエスエーサクライ 919ボンド
	 <p>(瞬間接着剤) 高粘度液状接着剤です。</p> <p>■包装：高粘度 20g 高粘度 50g</p>	 <p>(瞬間接着剤) 高粘度液状接着剤です。</p> <p>■包装：高粘度 20g 高粘度 50g</p>	 <p>(瞬間接着剤) 技工作業に適した超高粘度で石膏がしみこみにくく補修・穴埋め、盛り上げに最適です。</p> <p>■包装：3gチューブ×25本入</p>
規格			
定価	(20g) ¥800 / (50g) ¥1,500	(20g) ¥850 / (50g) ¥1,590	¥2,200
メーカー 商品名	(株)ビーエスエーサクライ αクイン (C10)低粘度	(株)ビーエスエーサクライ αクイン (C11)高粘度	(株)ビーエスエーサクライ αクイン (C12)超高粘度
	 <p>(瞬間接着剤) αシアノアクリレートモノマーが主成分。</p> <p>■種類：(C10)低粘度 ■包装：各2gチューブ×10本入 各20gボトル×1本入</p>	 <p>(瞬間接着剤) αシアノアクリレートモノマーが主成分。</p> <p>■種類：(C11)高粘度 ■包装：各2gチューブ×10本入 20gボトル×1本入</p>	 <p>(瞬間接着剤) αシアノアクリレートモノマーが主成分。</p> <p>■種類：(C12)超高粘度 ■包装：20gボトル×1本入</p>
規格			
定価	(2g×10) ¥1,200 / (20g) ¥1,000	(2g×10) ¥1,200 / (20g) ¥1,000	¥1,000

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	(株)ビーエスエーサクライ αクイン GEL(ゼリー状)	(株)ビーエスエーサクライ αクイン クリアジェル	(株)ケーディエス/モリタ プラスターロック
	 <p>(瞬間接着剤) αシアノアクリレートモノマーが主成分。</p> <p>■種類：(GEL)ゼリー状 ブルー ■包装：20gチューブ×1本入</p>	 <p>(瞬間接着剤) ゼリー状だから垂直面でもたれない、しみこまない、流れない、盛り足し出来るなどの効果を持つ。気泡の穴埋めが出来ます。脱ろう時、石こうからの人工歯脱落防止、維持が出来ます。</p> <p>■種類：(GEL)ゼリー状 クリアー ■包装：20gチューブ×1本入</p>	 <p>(石膏専用接着硬化剤) 石膏表面に塗布することにより、強固な模型面が得られ、石膏模型表面を短時間で簡単に硬化処理することができます。100%固形分で揮発性成分が含まれず、収縮がほとんどなく、常温で容易に接着し特殊な圧力を必要としません。</p> <p>■包装：2g×6本入</p>
<b>規格</b>			
<b>定価</b>	¥1,200	¥1,200	¥1,700
<b>メーカー</b> <b>商品名</b>	睦化学工業(株) アロンアルファ#201	大栄歯科産業(株) エンゼルグルー	サンエス石膏(株) だいちゃんボンド
	 <p>(瞬間接着剤)</p> <p>■種類：アルミパック入 2g×5本 アルミパック入 20g</p>	 <p>(瞬間接着剤) シアノアクリレート系。</p> <p>■種類：低粘度 (石膏模型のコーティング) 中粘度 (石膏模型の修復等) ■包装：各20g入</p>	 <p>(瞬間接着剤) ゼリー状。 強固な接着力と硬化時間に余裕があるため、作業がしやすい。また、たれにくく流れないため、垂直面でも使用できます。</p> <p>■包装：20g×10本</p>
<b>規格</b>			
<b>定価</b>	(2g×5本)¥1,200/(20g)¥1,500	各 ¥1,000	¥9,000

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

メーカー	吉野石膏販売(株)	吉野石膏販売(株)	(株)ルビー
商品名	サクラ ボンド	サクラモデルボンド	タフロン
			
	<p>対石膏用に開発しました。ダウエルピン植立や石膏模型の気泡埋め、破損修復等幅広く使用できます。</p> <p>■種類： 低粘度 2g×10本入(ノズル10本付) 低粘度 20g入(ノズル2本付) 高粘度 20g入(ノズル2本付)</p> <p>■包装：2g×10本入／20g入</p>	<p>超高粘度タイプの瞬間接着剤です。接着性も高いため、石膏同士の接着や貼付け模型の接着に適しています。</p> <p>■包装：50g入</p>	<p>(瞬間接着剤) 石膏との接着度が非常に高く、コストパフォーマンスに優れています。</p> <p>■包装：2g×10本×10袋</p>
規格			
定価	(2g×10本)¥1,900／(20g)¥1,500	¥2,300	¥14,500
メーカー	高圧ガス工業(株)	高圧ガス工業(株)	内外歯材(株)
商品名	デンタルシアノン	ラボシアノン	正宗ボンド君
			
	<p>(瞬間接着剤) シアノアクリレート系モノマーを主成分とした瞬間強力接着剤です。少量で優れた接着力が得られ、かつ一液型で秒速接着が可能です。</p> <p>■包装：2g×5本</p>	<p>(瞬間接着剤) シアノアクリレート系モノマーを主成分とした瞬間強力接着剤です。少量で優れた接着力が得られ、かつ一液型で秒速接着が可能です。</p> <p>■包装：20g</p>	<p>(瞬間接着剤) ダウエルピンの植立や、模型破折時の修復などにお使い下さい。</p> <p>■包装：2g×10本</p>
規格			
定価	(オープン価格)	(オープン価格)	¥1,180

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：

メーカー	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)
商品名	ダイヤボンド 8005/8200	ダイヤボンド 8005	ダイヤボンド ゼリー
			
	<p>■種類： #8005 低粘度サラサラタイプ。 硬化時間が早い。 #8200 粘度でドロっとしてる。 硬化時間に余裕あり。</p> <p>■包装：各20g</p>	<p>最後まで無駄なくご使用出来ます。</p> <p>■包装：2g×5本</p>	<p>清掃能力を向上させます。カップに1cc入れて使用します。模型の修正に最適です。</p> <p>■包装：3g×6本</p>
規格			
定価	各 ¥1,200	¥1,200	¥3,000
メーカー	ハーベストデンタル/東京歯科産業	(有)創仁	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	バーサ グルー	ピンロックF1	αクイン UVライトセット
			
	<p>(歯科材料用接着剤) 石膏、金属、アクリル、ポーセレンなど、あらゆる歯科材料の接着可能。用途や好みに応じて3種類の粘稠度からお選びいただけます。</p> <p>■種類：低粘度(PX-4)、中粘度(PX-40) 高粘度(PX-400)</p> <p>■包装：各1オンス(28.3g)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業時間を短縮</li> <li>ダウエルピンを強力に固定</li> <li>ほとんどのダウエルピンに対応</li> <li>経済的 5g一本で植立を約1,000本OK!</li> </ul> <p>■包装：5g×3本入</p>	<p>自分のタイミングで接着・補修が出来る接着剤。UVライトを当てるまで硬化しないので、指についても安心。位置調整してから接着ができ、放置してもすぐに固まりません。</p> <p>※αクインUV 単品 30g ¥1200</p> <p>■包装：セット</p>
規格			
定価	各 ¥2,900	¥2,520	¥2,500

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：硬化促進剤・他

メーカー	(株)アルテコ／サンデンタル	(株)アルテコ／モリタ	大栄歯科産業(株)
商品名	アルテコスプレー(プライマー)	モデルリペアー 硬化液	エンゼルプライマースプレー
	 <p>(瞬間接着剤専用硬化促進剤) 瞬間接着剤の硬化を早め、白化防止に役立ちます。</p> <p>■包装：100mL／420mL</p>	 <p>ベース材に硬化液をスプレーすると数秒で硬化します。</p> <p>■包装：70mL×1本</p>	 <p>アセトン含有せず、樹脂の接着にも使用可能。 臭気を抑えた、瞬間接着剤硬化促進剤。 歯科用瞬間接着剤の硬化促進・白化防止用。</p> <p>■包装：420ml</p>
規格			
定価	(100mL)¥1,900／(420mL)¥2,300	¥1,720	¥2,000
メーカー	山八歯材工業(株)	(株)クエスト	(株)クエスト
商品名	スペシャルプライマー	ピュア アクセラレーターⅡ	ピュア アルファプライマー
	 <p>低臭タイプ</p> <p>歯科用瞬間接着剤の硬化促進。スプレータイプ。</p> <p>■包装：420ml</p>	 <p>(瞬間接着剤の硬化促進剤) 瞬間接着剤の効果を促進します。アセトンフリー・低臭気タイプです。低臭気タイプですが換気設備のある場所でご使用下さい。スプレー式。</p> <p>■包装：420mL/本</p>	 <p>瞬間接着剤の硬化を促進します。アセトンフリー・低臭気タイプです。低臭気タイプですが、換気の整った設備でご使用下さい。</p> <p>■包装：420mL/本</p>
規格			
定価	¥2,700	¥3,200	¥3,000

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：硬化促進剤・他

メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	マッハプライマー スプレー	マッハプライマー リキッド	919プライマー
			
	(瞬間接着剤硬化促進スプレー) ダウエルピン植立時。 破折した石膏模型の修復。 クラック・ピンホールの穴埋め補修。 石膏表面の保護・強化コーティング ■包装：420ml	マッハプライマースプレーの液体タイプ。 ミニフィンガースプレーに移し替えて、あるいは小筆でダウエルピンホールなどの狭い場所に、またスポイトで盛り上げたゼリーに直接滴下させる等して、限定的に極少量で使用できるのでとても経済的。 ■包装：100ml	(瞬間接着剤硬化促進スプレー) 安くて高品質!! どのメーカーの瞬間接着剤も確実に硬化させます。アセトンを含まないののでいやな臭いもありません。プラスチックを溶かさず、身体にもやさしい硬化促進剤。 ■包装：420ml
規格			
定価	¥3,000	¥1,000	¥980
メーカー	睦化学工業(株)	(株)日本歯科商社	(株)ルビー
商品名	硬化促進剤aaアクセレーター	プルードプライマースプレーⅡ	タフプライマースプレー
			
	スプレータイプ。 ■包装：420ml	アセトンフリータイプ、樹脂模型、プラスチックスリーブにも使用可能。スピーディーな硬化促進で作業効率がアップ! 接着硬化促進、石膏表面の強化、ダウエルピンの植立などにご使用いただけます。低臭タイプ。 ■包装：420mL (スプレーノズル付)	(瞬間硬化模型修復材用硬化促進剤) 技工用瞬間硬化模型修復材タフゼリー・タフリペアーや瞬間接着剤タフロンを硬化を促進させ、作業効率を向上させます。 ■包装：300mL
規格			
定価	¥3,500	¥2,400	¥2,850



# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：硬化促進剤・他

メーカー	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)
商品名	ダイヤボンド スプレープライマー	ダイヤボンド スプレープライマー833	ダイヤボンド硬化液 スプレー容器付
			
	瞬間接着剤に塗布しますと瞬間的に硬化します。接着強度が上がります。LPGガス充填。  ■包装：420mL	瞬間接着剤に塗布しますと瞬間的に硬化します。接着強度上がり、白化防止にもなります。LPGガス充填。  ■包装：300ml	スプレーに比べ硬化性に優れています。  ■包装：100cc
規格			
定価	¥2,000	¥2,000	¥2,000
メーカー	東邦歯科産業(株)	(有)創仁	
商品名	ダイヤボンド硬化液 徳用缶	デンタルプライマー	
			
	ダイヤボンド硬化液がお得にご使用出来ます。  ■包装：500cc	(瞬間接着剤用 硬化促進剤) 瞬間接着剤を使用するあらゆる技工作業に対応出来るオールマイティーな硬化スプレーです。 きれいな仕上がり、作業時間の短縮が出来ます。 ■包装：180ml	
規格			
定価	¥4,000	¥3,360	

# アデント 取扱商品一覧

技工用器材 編

中分類名：瞬間接着剤

小分類名：溶解・洗浄材

メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)クエスト	
商品名	アルファクリーナー	クーラントスプレー	
	 <p>(瞬間接着剤溶解・洗浄用) 誤って付着した瞬間接着剤の拭き取り用に、またダウエルピンに付着した瞬間接着剤清掃用に。瞬間接着剤の成分(アルファシアノアクリレートモノマー)を速やかに溶解します。 ■包装: 1000ml</p>	 <p>(コールドスプレー(冷却材)) 無害な冷却エアゾールが噴霧されま す。熱成型スプリント・マウスピースや 光重合レジンの重合後の冷却、ワック スの粘性緩和等にご使用頂けます。 様々な熱取り、瞬間冷却に。 ■包装: 420mL</p>	
規格			
定価	¥2,000	¥1,500	
メーカー			
商品名			
規格			
定価			