







# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：


メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	フュージョンII エキストラウオッシュタイプ	フュージョンII ウオッシュタイプ	フュージョンII モノフェイスタイプ
			
	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) 印象精度を追求したシリコーン印象材とポリエーテル印象材が持つ優れた親水性を融合させ、さらにシャープな硬化特性と高い引裂強度を実現。	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) 印象精度を追求したシリコーン印象材とポリエーテル印象材が持つ優れた親水性を融合させ、さらにシャープな硬化特性と高い引裂強度を実現。	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) 印象精度を追求したシリコーン印象材とポリエーテル印象材が持つ優れた親水性を融合させ、さらにシャープな硬化特性と高い引裂強度を実現。
規格			
定価	(2CT) ¥ 6,810 / (10CT) ¥ 26,080	(2CT) ¥ 6,810 / (10CT) ¥ 26,080	(2CT) ¥ 6,810 / (10CT) ¥ 26,080
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	フュージョンII ヘビーボディタイプ	フュージョンII パテタイプ	フュージョンII 370
			
	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) 印象精度を追求したシリコーン印象材とポリエーテル印象材が持つ優れた親水性を融合させ、さらにシャープな硬化特性と高い引裂強度を実現。	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) 印象精度を追求したシリコーン印象材とポリエーテル印象材が持つ優れた親水性を融合させ、さらにシャープな硬化特性と高い引裂強度を実現。	(超親水性ハイブリッドシリコーン印象材) オートミキシングによる大容量タイプ。自動練和器にセットするだけ。 ※レンフェルト社の「シンプレス」等をご使用ください。 ■種類：モノフェイスタイプ ヘビーボディタイプ
規格			
定価	(2CT) ¥ 6,810 / (10CT) ¥ 26,080	¥8,140	(1CT) ¥ 16,750 / (3CT) ¥ 47,600

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：







メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザファインチューブ IJ	エクザファインチューブ RG	エクザファインチューブ RGH
			
	(親水性ビニルシリコーン印象材) すぐれた親水性により、マージン部や歯肉縁下まで素早く流れこみ、細部まで鮮明な印象採得が行えます。また、口腔内保持時間は各タイプともわずか3分。シャープな硬化で、精度の高い印象採得が行えます。	(親水性ビニルシリコーン印象材) すぐれた親水性により、マージン部や歯肉縁下まで素早く流れこみ、細部まで鮮明な印象採得が行えます。また、口腔内保持時間は各タイプともわずか3分。シャープな硬化で、精度の高い印象採得が行えます。	(親水性ビニルシリコーン印象材) すぐれた親水性により、マージン部や歯肉縁下まで素早く流れこみ、細部まで鮮明な印象採得が行えます。また、口腔内保持時間は各タイプともわずか3分。シャープな硬化で、精度の高い印象採得が行えます。
規格			
定価	¥6,090	¥7,850	¥7,850
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザミックスファインカートリッジ IJ	エクザミックスファインカートリッジRG	エクザミックスファインカートリッジ RGH
			
	(親水性ビニルシリコーン印象材) ペーストが混ざらない独立式ノズルを採用したカートリッジのエクザミックスファイン。先端部の硬化を防止しますので、硬化による詰まりがありません。ミキシングチップII、カートリッジディスペンサーIIが対応します。	(親水性ビニルシリコーン印象材) ペーストが混ざらない独立式ノズルを採用したカートリッジのエクザミックスファイン。先端部の硬化を防止しますので、硬化による詰まりがありません。ミキシングチップII、カートリッジディスペンサーIIが対応します。	(親水性ビニルシリコーン印象材) ペーストが混ざらない独立式ノズルを採用したカートリッジのエクザミックスファイン。先端部の硬化を防止しますので、硬化による詰まりがありません。ミキシングチップII、カートリッジディスペンサーIIが対応します。
規格			
定価	¥6,320	¥6,320	¥6,320

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザハイフレックスチューブ IJ	エクザハイフレックスチューブ RG	エクザハイフレックスチューブトレ
			
	(親水性ビニルシリコーン印象材) 弾性はエクザファインの2倍以上。多数 歯欠損等アンダーカットの多いケース でも変形のない精密な印象採得が行 えます。口腔内はもちろんのこと破折 が心配される石こう模型からも容易に 撤去可能です。	(親水性ビニルシリコーン印象材) 弾性はエクザファインの2倍以上。多 数歯欠損等アンダーカットの多いケー スでも変形のない精密な印象採得が 行えます。口腔内はもちろんのこと破 折が心配される石こう模型からも容易 に撤去可能です。	(親水性ビニルシリコーン印象材) ペースト性状で効率性を追求したト レータイプは、硬化後の硬度がパテタ イプに匹敵。圧接時には思い通りの 印象圧がかけられます。
規格			
定価	¥6,090	¥7,850	¥4,110
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザハイフレックスカートリッジ IJ	エクザハイフレックスカートリッジRG	エクザハイフレックスカートリッジトレ
			
	(親水性ビニルシリコーン印象材) 独立式ノズルを採用した、エクザハイ フレックスのカートリッジタイプです。	(親水性ビニルシリコーン印象材) 独立式ノズルを採用した、エクザハイ フレックスのカートリッジタイプです。	(親水性ビニルシリコーン印象材) 独立式ノズルを採用した、エクザハイ フレックスのカートリッジタイプです。
規格			
定価	¥6,320	¥6,320	¥4,110

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザファストカートリッジ IJ	エクザファストカートリッジ RG	エクザファスト パテ
			
	(親水性ビニルシリコーン印象材) 印象採得を「エクザ(ミックス)ファイン」「エクザハイフレックス」などの約半分の時間で行えます。インレーやクラウン、ショートスパンのブリッジなどの印象採得にご使用ください。	(親水性ビニルシリコーン印象材) 印象採得を「エクザ(ミックス)ファイン」「エクザハイフレックス」などの約半分の時間で行えます。インレーやクラウン、ショートスパンのブリッジなどの印象採得にご使用ください。	(親水性ビニルシリコーン印象材) 印象採得を「エクザ(ミックス)ファイン」「エクザハイフレックス」などの約半分の時間で行えます。インレーやクラウン、ショートスパンのブリッジなどの印象採得にご使用ください。
規格			
定価	(販売中止)	(販売中止)	(販売中止)
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	エクザファイン パテ	エクザインプラント	ソフトフレックス
			
	〈パテ状1次印象用〉 軟性が高く、しかもベース、キャタリストともベタつきがありませんから、指先でのねつ和や歯列への圧接が容易。エクザファインシリーズの各タイプに緊密に一体化します。	(インプラント用) より高い精度を導き出すために、従来の印象材よりさらに硬めに設計。さらに長期的な寸法安定性や高い親水性により、精度の高い印象採得が行えます。さらに専用アドヒーズにより個人トレー(レジ製)と強固に接着します。	訪問診療での義歯床の印象採得に特化した低価格高弾性シリコーン印象材。既製トレーとパテを併用する新たな臨床術式で、訪問先でもより正確な印象採取が行なえます。  ■包装：55g(48ml) × 5カートリッジ 他
規格			
定価	¥8,140	(2CT) ¥6,810 / (10CT) ¥26,080	¥8,650

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：







メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ジルデフィット ウォッシュタイプ	ジルデフィット ウォッシュXSタイプ	ジルデフィット レギュラー&デンチャー
			
	誰が操作しても失敗が少ないシリコン印象材です。 ウォッシュタイプはトレーを使用したインレー、クラウン、ブリッジ等の精密印象に適しています。 ■包装：カートリッジ48mL(61g)2本	誰が操作しても失敗が少ないシリコン印象材です。 ウォッシュXSタイプは口腔内での精密印象に適しています。 ■包装：シリンジ4mL(6g)5本	誰が操作しても失敗が少ないシリコン印象材です。 レギュラー&デンチャーはインレー、クラウン、ブリッジ、デンチャー等のトレーを用いた精密印象に適しています。 ■包装：カートリッジ48mL(67g)2本
規格			
定価	¥6,000	¥4,000	¥6,000
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風
商品名	ジルデフィット トレー&インプラントタイプ	ジルデフィット パテ	デントシリコーン アクア
			
	誰が操作しても失敗が少ないシリコン印象材です。 トレー&インプラントは既製トレーを使用したインレー、クラウン、ブリッジやインプラントの精密印象に適します。 ■包装：カートリッジ48mL(75g)2本、松風ミキシングチップL 6本	誰が操作しても失敗が少ないシリコン印象材です。 パテタイプはインレー、クラウン、ブリッジ等の概形印象に適しています。 ■包装：ベース 294mL(500g) キャタリスト 294mL(500g)	(レギュラータイプ・インジェクションタイプ) ビニルポリシロキサンを主成分とした付加形シリコーンに、親水性を付与したタイプの印象材。撥水性を少なくし、印象採得時の細部再現性に優れ、石こう注入時の濡れ性により、気泡がなく滑沢で緻密な模型が得られます。
規格			
定価	¥6,000	¥6,000	(RG)¥6,400 / (IJ)¥4,900

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	(株)松風	スリーエムヘルスケア(株)	スリーエムヘルスケア(株)
商品名	デントシリコーンV	インプリント3(ガンタイプ) ヘビーボディ	インプリント3(ガンタイプ) ライトボディ
			
	(レギュラータイプ・インジェクションタイプ) ビニルポリシロキサンを主成分とした付加形シリコーン印象材。タイプの違う3種類を組み合わせ、または単独で使用するにより、どんな複雑な印象も正確に採得できます	(親水性付加型シリコーン印象材) 寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材。 ■包装:カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ (グリーン)10本	(親水性付加型シリコーン印象材) 寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材。 ■包装:カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ (イエロー)5本
規格			
	(RG)¥6,400 / (IJ)¥4,900	¥18,560	¥17,920
メーカー	スリーエムヘルスケア(株)	スリーエムヘルスケア(株)	スリーエムヘルスケア(株)
商品名	インプリント3(ガンタイプ) レギュラーボディ	インプリント3(ガンタイプ) モノフェーズ	インプリント3(ペンタ ヘビーボディ)
			
	(親水性付加型シリコーン印象材) 寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材。 ■包装:カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ (イエロー)5本	(親水性付加型シリコーン印象材) 寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材。 ■包装:カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ (グリーン)10本	(親水性付加型シリコーン印象材) 寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材。 ■ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本 ペンタ ヘビーボディカートリッジ P3
規格			
定価	¥17,920	¥18,560	¥33,450 / (カート) ¥10,400

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー 商品名	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4 ソフトレーボディ	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4 ヘビーボディ	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4 レギュラーボディ
			
	■包装:カートリッジ 50mL 2本 ギャラン ミキシングチップ (グリーン)5本	■包装:カートリッジ 50mL 2本 ギャラン ミキシングチップ (グリーン)5本	■包装:カートリッジ 50mL 2本 ギャラン ミキシングチップ (イエロー)5本 イントラオーラルシリンジ 5本
規格			
定価	¥8,600	¥9,570	¥9,240
メーカー 商品名	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4 ライトボディ	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4ペンタ ソフトレーボディ	スリーエムヘルスケア(株) インプリント4ペンタ ヘビーボディ
			
	■包装:カートリッジ 50mL 2本 ギャラン ミキシングチップ (イエロー)5本 イントラオーラルシリンジ 5本	■包装: ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本	■包装: ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本
規格			
定価	¥9,240	¥30,960	¥34,450

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	スリーエムヘルスケア(株)	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル
商品名	エクスプレス印象材(ライトボディ)	インプリンシス(RGタイプ)	インプリンシス(IJタイプ)
	 <p>(2回法の付加型シリコーン印象材) 寸法・表面精度、弾性歪み、引き裂き強度、および経時的寸法安定性に優れています。症例に応じて、カートリッジを変えるだけ。 ■ライトボディファスト(青) ライトボディレギュラー(緑) ライトボディミディアム(紫)</p>	 <p>(親水性高弾性付加型シリコーン) 高弾性で、口腔内からの撤去も模型の取り出しも容易です。また又し性、親水性も高く、マージン部や歯肉縁下までスムーズに流れ込みます。 ■包装:ベース 74mL(100g) 1本、 キャタリスト 74mL(100g) 1本</p>	 <p>(親水性高弾性付加型シリコーン) 高弾性で、口腔内からの撤去も模型の取り出しも容易です。また又し性、親水性も高く、マージン部や歯肉縁下までスムーズに流れ込みます。 ■包装:ベース 74mL(100g) 1本、 キャタリスト 74mL(100g)、</p>
規格	各50ml×4		
定価	各 ¥17,920	(セット) ¥7,300 / (SPセット) ¥5,600	¥5,600
メーカー	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル	(株)トクヤマデンタル
商品名	インプリンシス(RGカートリッジ)	インプリンシス(IJカートリッジ)	インプリンシス パテ
	 <p>(親水性高弾性付加型シリコーン) 高弾性で、口腔内からの撤去も模型の取り出しも容易です。また又し性、親水性も高く、マージン部や歯肉縁下までスムーズに流れ込みます。 ■包装:カートリッジ 48mL(66g) 2本</p>	 <p>(親水性高弾性付加型シリコーン) 高弾性で、口腔内からの撤去も模型の取り出しも容易です。また又し性、親水性も高く、マージン部や歯肉縁下までスムーズに流れ込みます。 ■包装:カートリッジ 48mL(66g) 2本</p>	 <p>■包装:ベース 290mL(450g)、 キャタリスト 290mL(450g)</p>
規格			
定価	¥6,200	¥6,200	¥7,400



# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	DMG社／ヨシダ	DMG社／ヨシダ	DMG社／ヨシダ
商品名	ハニガムプロ ライトボディ	ハニガムプロ モノボディ	ハニガムプロ ヘビーボディ
	 <p>(親水性付加型)                      マージン部の再現性が高く、精密な印象採得が可能な付加重合型シリコン印象材。                      ■種類：                      ハニガムプロ ライトボディ                      ハニガムプロファスト ライトボディ                      ■包装：各50mL×2本</p>	 <p>(親水性付加型)                      マージン部の再現性が高く、精密な印象採得が可能な付加重合型シリコン印象材。                      ■種類：                      ハニガムプロ モノボディ                      ハニガムプロファスト モノボディ                      ■包装：各50mL×2本</p>	 <p>(親水性付加型)                      マージン部の再現性が高く、精密な印象採得が可能な付加重合型シリコン印象材。                      ■種類：                      ハニガムプロ ヘビーボディ                      ハニガムプロファスト ヘビーボディ                      ■包装：各50mL×2本</p>
規格			
定価	各 ¥ 8,800	各 ¥ 8,500	各 ¥ 8,190
メーカー	DMG社／ヨシダ	DMG社／ヨシダ	DMG社／ヨシダ
商品名	ハニガムプロ モノボディ	ハニガムプロ ヘビーボディ	ハニガムプロ パテソフト ベースキャタリスト
	 <p>(親水性付加型)                      ■種類：                      ハニガムプロ モノボディ                      ハニガムプロファストモノボディ                      ■包装：各380mL×1本</p>	 <p>(親水性付加型)                      ■種類：                      ハニガムプロ ヘビーボディ                      ハニガムプロファストヘビーボディ                      ■包装：各380mL×1本</p>	 <p>(親水性付加型)                      マージン部の再現性が高く、精密な印象採得が可能な付加重合型シリコン印象材。                      ■包装：                      ベース/キャタリスト 各450mL</p>
規格			
定価	各 ¥ 16,000	各 ¥ 19,300	¥21,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	コルテン社／ヨシダ	コルテン社／ヨシダ	(株)ニッシン／モリタ
商品名	スピーデックス インジェクション用	スピーデックス トレー用	JMシリコン パテタイプ
			
	ポリシロキサンを主材とした歯科用シリコン印象材。硬化時に止血剤や麻酔やラテックスグローブの影響を受けません。寸法安定性が良い。アクチベーター量を増減することで、印象採得法に応じて操作時間の調整が可能。 【インジェクション用】 ライトボディ 140mL／ミディアム 140mL	ポリシロキサンを主材とした歯科用シリコン印象材。硬化時に止血剤や麻酔やラテックスグローブの影響を受けません。寸法安定性が良い。アクチベーター量を増減することで、印象採得法に応じて操作時間の調整が可能。 【トレー用】 パテ ソフト 910mL／パテ 910mL	親水性付加型 パテタイプは手指にベタつかず、伸びが良く、適度なコシがあるため練和が容易に行えます。  ■包装：キャタリスト500g(291mL) ベース500g(291mL)、他
規格	アクチベーター 60mL ¥ 6,600		
定価	各 ¥ 7,900	各 ¥ 15,800	¥9,400
メーカー	(株)ニッシン／モリタ	(株)ニッシン／モリタ	(株)ニッシン／モリタ
商品名	JMシリコン レギュラータイプ	JMシリコン インジェクションタイプ	JMシリコン カートリッジ レギュラータイプ
			
	親水性付加型 優れた親水性を有し、口腔内の細部まで精密な印象採得が行え、石膏泥に対する濡れ性に優れているため気泡のない滑沢で緻密な模型が得られます。  ■包装：キャタリスト100g(74mL) ベース100g(74mL)、他	親水性付加型 優れた親水性を有し、口腔内の細部まで精密な印象採得が行え、石膏泥に対する濡れ性に優れているため気泡のない滑沢で緻密な模型が得られます。  ■包装：キャタリスト100g(76mL) ベース100g(76mL)、他	親水性付加型 カートリッジが新しくなり、カートリッジディスプレイガン(Ⅱ)に対応。適度なチキソトロピー性を付与させているため、安静時に垂れにくく、圧接時には適度な稠度を示し、マージン部や歯肉縁下にも精密な印象採得が行えます。 ■包装：カートリッジ64g(48mL) × 2個
規格			
定価	¥7,900	¥6,300	¥6,100

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	(株)ニッシン／モリタ	サルタン社／モリタ	サルタン社／モリタ
商品名	JMシリコン カートリッジ インジェクションタイプ	ジーニー エクストラライトボディ	ジーニー ライトボディ
	 <p>親水性付加型 カートリッジが新しくなり、カートリッジディスペンシングガン(II)に対応。適度なチキントロピー性を付与させているため、安静時に垂れにくく、圧接時には適度な稠度を示し、マージン部や歯肉縁下にも精密な印象採得が行えます。 ■包装：カートリッジ64g(49mL) × 2個</p>	 <p>オレンジ</p> <p>親水性付加型 精度・操作性・硬化速度・経済性が高い。無圧状態では垂れにくく、加圧状態では適度な流動性が発生し、細かな部分にスムーズに流れ込みます。 ■種類：ラピッドセット スタンダードセット ■包装：各50mLカートリッジ × 2本 他</p>	 <p>グリーン</p> <p>親水性付加型 精度・操作性・硬化速度・経済性が高い。無圧状態では垂れにくく、加圧状態では適度な流動性が発生し、細かな部分にスムーズに流れ込みます。 ■種類：ラピッドセット スタンダードセット ■包装：各50mLカートリッジ × 2本 他</p>
規格			補充用 各50mL × 4本
定価	¥6,100	各 ¥ 6,800	(セット) ¥ 6,800 / (補充用) ¥ 8,900
メーカー	サルタン社／モリタ	サルタン社／モリタ	サルタン社／モリタ
商品名	ジーニー レギュラーボディ	ジーニー ヘビーボディ	ジーニー パテ
	 <p>ブルー</p> <p>親水性付加型 精度・操作性・硬化速度・経済性が高い。無圧状態では垂れにくく、加圧状態では適度な流動性が発生し、細かな部分にスムーズに流れ込みます。 ■種類：ラピッドセット スタンダードセット ■包装：各50mLカートリッジ × 2本 他</p>	 <p>パープル</p> <p>親水性付加型 精度・操作性・硬化速度・経済性が高い。無圧状態では垂れにくく、加圧状態では適度な流動性が発生し、細かな部分にスムーズに流れ込みます。 ■種類：ラピッドセット スタンダードセット ■包装：各50mLカートリッジ × 2本 他</p>	 <p>200108</p> <p>親水性付加型 ■種類：ラピッドセット スタンダードセット ■包装：各300mL × 2本 他</p>
規格	補充用 各50mL × 4本	補充用 各50mL × 4本	
定価	(セット) ¥ 6,800 / (補充用) ¥ 8,900	各 ¥ 6,800	各 ¥ 13,300

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	カー社	カー社	カー社
商品名	エクストールド(カートリッジ)	テイク1 アドバンス LBウォッシュ カートリッジ	テイク1 アドバンス RBウォッシュ カートリッジ
	 <p>(親水性ビニルシリコーン印象材) ヌレ性が高く口腔内水分の影響を受けにくく、細部まで精密な印象が得られます。</p> <p>■種類: ミディアム 50ml×2入 ウォッシュ 50ml×2入 エクストラ 50ml×2入</p>	 <p>(付加重合型シリコーン) インジェクションタイプ タイプⅢ/低粘度</p> <p>■色調: オレンジ ■包装: ライトボディウォッシュ50ml×2入</p>	 <p>(付加重合型シリコーン) インジェクションタイプ タイプⅢ/低粘度</p> <p>■色調: 若草色 ■包装: レギュラーボディウォッシュ50ml×2入</p>
規格			
定価	(M) ¥6,800 / (W) ¥6,800 / (EX) ¥6,000	¥6,800	¥6,800
メーカー	カー社	カー社	カー社
商品名	テイク1 アドバンス ミディアム カートリッジ	テイク1 アドバンス トレー カートリッジ	テイク1 アドバンス ミディアム ボリューム
	 <p>(付加重合型シリコーン) タイプⅡ/中粘度</p> <p>■色調: 水色 ■包装: ミディアムタイプ 50ml×2入</p>	 <p>(付加重合型シリコーン) タイプⅠ/高粘度</p> <p>■色調: 青 ■包装: ヘビーボディタイプ 50ml×2入</p>	 <p>(付加重合型シリコーン) タイプⅡ/中粘度</p> <p>■色調: 水色 ■包装: ミディアムボリューム380ml×2入</p>
規格			
定価	¥6,800	¥5,800	¥33,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	カー社	カー社	デンツプライシロナ(株)
商品名	テイク1 アドバンス トレー ポリウム	テイク1 アドバンス リジッドトレー カートリッジ	アクアジル イージーミックスパテ
	 <p>(付加重合型シリコン) タイプ I / 高粘度</p> <p>■色調: 青 ■包装: トレーポリウム 380ml × 2入</p>	 <p>硬く、インプラントの精密な連合印象に適しています。 オープントレー法、クローズドトレー法に対応。</p> <p>■種類: カートリッジ 50ml × 2 ポリウム 380ml × 2</p>	 <p>室温での練和開始からの参考硬化時間が3-5分のため、トシコンヘビーと比べると硬化時間が短く、作業時間を短くしたいラボ様におススメ。</p> <p>■包装: ベース320mL、キャタリスト320mL 他</p>
規格			
定価	¥33,000	¥ 5,800 / ¥ 33,000	¥7,500
メーカー	デンツプライシロナ(株)	デンツプライシロナ(株)	(株)モリムラ
商品名	アクアジル ウルトラ	アクアジル ウルトラ DECA	EZ-CORY クリアマトリックス
	 <p>(カートリッジタイプ) 精密な印象を確実に採得ができるように、超親水性、高い引裂強度、そして適度な流動性を備えています。香りはミントフレーバー。</p> <p>■種類: リジッド、モノフェーズ、ヘビー XLV単品、LV単品 ■包装: 各50mL × 4本</p>	 <p>自動練和器用の大容量のカートリッジ。通常のカートリッジに比べて約40%のコスト削減になります。</p> <p>■種類: モノフェーズ、ヘビー ■包装: 各380mL × 2本</p>	 <p>親水性ビニルシリコン。透明度が高く、適度な流動性がある複模型用。透明の印象材のため、光重合型コンポジットレジンの重合時に光を透過させることが可能です。</p> <p>■包装: 48mL × 2個</p>
規格			
定価	各 ¥ 11,760	各 ¥ 26,950	¥6,000

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	商品名	クルツァージャパン(株)	クルツァージャパン(株)	クルツァージャパン(株)
		プロビール ノボ パテ/パテソフト	プロビール ノボ モノフェーズ(チューブ)	プロビール ノボ ミディアム(チューブ)
		 <p>(親水性付加型シリコーン) 超高粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減。</p> <p>■種類:パテ(ファースト/レギュラー) パテソフト(ファースト/レギュラー) ■包装:各ベース 250ml キャタリスト 250ml</p>	 <p>(親水性付加型シリコーン) 中粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減します。</p> <p>■包装:各ベース 140ml キャタリスト140ml</p>	 <p>(親水性付加型シリコーン) 中粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減します。</p> <p>■包装:各ベース 140ml キャタリスト140ml</p>
規格				
定価		各 ¥ 9,310	¥11,720	¥11,720
メーカー	商品名	クルツァージャパン(株)	クルツァージャパン(株)	クルツァージャパン(株)
		プロビール ノボ ライト(チューブ)	プロビール ノボ モノフェーズ(カートリッジ)	プロビール ノボ ミディアム(カートリッジ)
		 <p>(親水性付加型シリコーン) 低粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減します。</p> <p>■包装:各ベース 140ml キャタリスト140ml</p>	 <p>(親水性付加型シリコーン) 中粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減。</p> <p>■種類:ファースト/レギュラー ■包装:各カートリッジ 50ml × 2</p>	 <p>(親水性付加型シリコーン) 中粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減。</p> <p>■種類:ファースト/レギュラー ■包装:各カートリッジ 50ml × 2</p>
規格				
定価		¥11,720	各 ¥ 8,970	各 ¥ 8,970

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	商品名	メーカー	商品名	メーカー	商品名
クルツアージャパン(株)	プロビール ノボ ライト(カートリッジ)	クルツアージャパン(株)	フレキシタイム イージーパテ	クルツアージャパン(株)	フレキシタイム ヘビートレー
					
	<p>(親水性付加型シリコン) 低粘度操作性、硬化のタイミングが統一されているのでテクニカルエラーが低減。</p> <p>■種類:ファースト ■包装:各カートリッジ 50ml×2</p>	<p>(付加型シリコン印象材) 37度の口腔内温度に反応し口腔内に挿入すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は2分30秒。 ■包装:ベース300mL           キャタリスト300mL 他</p>	<p>(付加型シリコン印象材) 37度の口腔内温度に反応し口腔内に挿入すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は2分30秒。 ■包装:カートリッジ50mL×2本 他</p>		
規格					
定価	¥8,970	¥11,650	¥7,220		
メーカー	商品名	メーカー	商品名	メーカー	商品名
クルツアージャパン(株)	フレキシタイム モノフェーズ	クルツアージャパン(株)	フレキシタイム コレクトフロー	クルツアージャパン(株)	フレキシタイム ダイナミックス ヘビートレー
					
	<p>(付加型シリコン印象材) 37度の口腔内温度に反応し口腔内に挿入すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は2分30秒。 ■包装:カートリッジ50mL×2本 他</p>	<p>(付加型シリコン印象材) 37度の口腔内温度に反応し口腔内に挿入すると急速に硬化を開始します。口腔内保持時間は2分30秒。 ■包装:カートリッジ50mL×2本 他</p>	<p>コストはカートリッジタイプと比べ60%減。 自動練和器による練和は、術者による練和スピードの違いや気泡の巻き込みが起こりにくく、一定の精度が得やすくなります。 ■包装:380ml×2本、他</p>		
規格					
定価	¥7,220	¥7,220	¥22,000		

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	クルツアー・ジャパン(株)	ケッテンバッハ社／白水貿易	ケッテンバッハ社／白水貿易
商品名	フレキシタイム ダイナミックス モノフェーズ	パナジル イニシャルコンタクト ライト	パナジル イニシャルコンタクト X-ライト
			
	<p>コストはカートリッジタイプと比べ60%減。 自動練和器による練和は、術者による練和スピードの違いや気泡の巻き込みが起りにくく、一定の精度が得やすくなります。</p> <p>■包装：380ml×2本、他</p>	<p>超親水性付加重合型 イニシャルコンタクト(初期接触角度)がわずか9°。硬化がシャープで全操作時間も4分。</p> <p>■包装：カートリッジ 50mL×2 他           カートリッジ 50mL×3 他</p>	<p>超親水性付加重合型 イニシャルコンタクト(初期接触角度)がわずか9°。硬化がシャープで全操作時間も4分。</p> <p>■包装：カートリッジ 50mL×2 他           カートリッジ 50mL×3 他</p>
規格			
定価	¥22,000	¥7,700／¥9,200	¥7,700／¥9,200
メーカー	ケッテンバッハ社／白水貿易	ケッテンバッハ社／白水貿易	ケッテンバッハ社／白水貿易
商品名	パナジルトレー ソフト	パナジル モノフェーズ ミディアム カートリッジ	シルジナート
			
	<p>親水性付加重合型</p> <p>■包装：カートリッジ 50mL×2 他           カートリッジ 50mL×3 他           カートリッジ 50mL×4 他</p>	<p>超親水性付加重合型 中粘稠度タイプ</p> <p>■包装：           カートリッジ 50mL×2 他</p>	<p>アルギン酸の優れた操作性と付加重合型シリコーンの精度を融合した単一印象材。あらゆるアルギン酸症例に適しています。</p> <p>■包装：50mLカート×2本</p>
規格			
定価	¥7,700／¥9,200／¥11,000	¥7,700	¥3,800



# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー 商品名	イボクラールビバデント社 バーチャル	イボクラールビバデント社 バーチャルXL	イボクラール社／リンカイ ジンジテック
			
	<p>(付加重合型シリコン印象材) 無歯顎からクラウン、ブリッジ、インレー、オンレー、ベニア及びインプラント等の印象採得に使用。</p> <p>■種類：EXライトボディ(RG、F) 2入 ライトボディ(RG、F) 2入 ヘビーボディ(RG、F) 2入 パテ(RG、F) 300ml×2入</p>	<p>(自動練和器対応大容量サイズ) 2種類の粘度を持ち、単一印象および連合印象によるC&amp;Bや義歯、インプラント上部構造などに幅広く適応。親水性と濡れ性が高く、唾液や血液が存在する口腔内でも精密な印象採得が可能。</p> <p>■包装：380mL×2入</p>	<p>(歯肉形成用付加型シリコン) ジンジテックガム用シリコンは、半透明のファイバー入り付加型シリコンです。硬化後べとつかず、適度な弾性があり形態修正が容易でインプラント症例のようなロングケースの模型製作に最適。</p> <p>■包装：50mL×2、ミキシングチップ12本</p>
規格		MOファースト、HBファースト HBレギュラー	
定価	各 ¥6,500 / (パテ) ¥11,000	各 ¥25,000	¥9,700
メーカー 商品名	ドレーブ社／リンカイ ゼロシール ソフト	ドレーブ社／リンカイ ゼロシールソフト カートリッジ	ドレーブ社／リンカイ ゼロシール 空カートリッジ
			
	<p>最終硬度35ショアとアルジネイト印象材と同等の弾性をもち印象材撤去時に孤立歯の破損を防ぎます。 インレー、クラウン、ブリッジの印象から、デンチャーの印象まで広い使用範囲。</p> <p>■種類：ノーマル、ファースト ■包装：各500mL×2本</p>	<p>ゼロシール付加型シリコン印象材の自動練和を可能にするために、380mlカートリッジに充填されたゼロシール印象材です。</p> <p>■包装： 380mLカートリッジ</p>	<p>ゼロシールソフトチューブから空カートリッジに詰め替え、より経済的かつ緻密な練和が可能になります。</p> <p>■包装：12本入 ¥6,300</p> <p>※詰替用 アダプター ■包装：2pcs / 1袋 ¥3,000</p>
規格			
定価	各 ¥23,000	¥11,200	上記参照

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	デタックス社／茂久田商会	デタックス社／茂久田商会	デタックス社／茂久田商会
商品名	デタシール ハイドロフロー(ヘビー)	デタシール ハイドロフロー(エクスライト)	デタシール ハイドロフロー(モノ)
			
<p>(超親水性精密シリコン印象材) チキソトロピー性の優れたヘビーボディ。自動練和システム5:1カートリッジタイプ。ミントの香り。</p> <p>■包装:カートリッジ360mL×1 他</p>	<p>(超親水性VPS精密シリコン印象材) 最も高い流動性と優れた寸法精度と引き裂き強度を有し、用途によってレギュラーセッティング、ファーストセッティングの2種類の硬化時間を選択可能。</p> <p>■包装:カートリッジ50mL×4 他</p>	<p>(超親水性VPS精密シリコン印象材) チキソトロピー性に優れたミディアムタイプ。インプラント等でのモノフェイズ印象や、1回法・2回法の両方に対応。</p> <p>■包装:カートリッジ50mL×4 他</p>	
規格			
定価	¥15,000	¥12,000	¥14,000
メーカー	デタックス社／茂久田商会	デタックス社／茂久田商会	ペントロン ジャパン(株)
商品名	デタシール ハイドロフロー(ライト)	デタシール ハイドロフロー(パテ)	コレクトプラス スイックNスイン
			
<p>(超親水性VPS精密シリコン印象材) チキソトロピー性に優れたエクストラライトボディ。優れた寸法精度と引き裂き強度を有し、用途によってレギュラーセッティング、ファーストセッティングの2種類の硬化時間を選択可能。</p> <p>■包装:カートリッジ50mL×4 他</p>	<p>(パテタイプのVPS精密シリコン印象材) 1:1の付加重合型。約2分という適度な硬化時間。手練りタイプ。</p> <p>■包装:ベース250mL×1 キャタリスト250mL×1 他</p>	<p>親水性付加型 JIS規格Type0～3の4種類の異なる稠度により、術者のお好みに合わせて組み合わせることができるシリコン精密印象システム。 低粘度(タイプ3) ウォッシュタイプ</p> <p>■包装:カートリッジ50mL×4本</p>	
規格			
定価	¥14,000	¥8,500	¥7,700

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー 商品名	ペントロン ジャパン(株) コレクトプラス ライトボディ	ペントロン ジャパン(株) コレクトプラス ユニバーサル	ペントロン ジャパン(株) コレクトプラス トレイ
			
	親水性付加型 低粘度(タイプ3) ウォッシュタイプ  ■包装:カートリッジ50mL×4本	親水性付加型 中粘度(タイプ2) レギュラータイプ  ■包装:カートリッジ50mL×4本	親水性付加型 高粘度(タイプ1) トレイタイプ  ■包装:カートリッジ50mL×4本
規格			
定価	¥7,700	¥7,700	¥7,700
メーカー 商品名	ペントロン ジャパン(株) コレクトプラス オートミックスパテ	ペントロン ジャパン(株) コレクトプラス パテ	(株)ビー・エス・エーサクライ ドクターシリコン パテ
			
	親水性付加型 高粘度(タイプ0) トレイタイプ  ■包装:カートリッジ50mL×4本	親水性付加型 超高粘度(タイプ0) パテタイプ  ■包装:ベース・キャタリスト各350g	優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。  ■包装:ベース280ml キャタリスト280ml
規格			
定価	¥7,700	¥6,000	¥4,900

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：

メーカー	(株)ビー・エス・エーサクライ	(株)ビー・エス・エーサクライ	(株)ビー・エス・エーサクライ
商品名	ドクターシリコン インジェクション	ドクターシリコン レギュラー	ドクターシリコン レギュラーHV
	 <p>優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。</p> <p>■包装:カートリッジ 50ml×2本</p>	 <p>優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。</p> <p>■包装:カートリッジ 50ml×2本</p>	 <p>優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。</p> <p>■包装:各カートリッジ 50ml×2本</p>
規格			
定価	¥2,500	¥2,500	¥2,500
メーカー	(株)ビー・エス・エーサクライ	(株)ビー・エス・エーサクライ	
商品名	ドクターシリコン デンチャー	ドクターシリコン インプラント	
	 <p>優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。</p> <p>■包装:各カートリッジ 50ml×2本</p>	 <p>優れた親水性・高い弾力性・優れた寸法安定性を特徴とします。</p> <p>■包装:各カートリッジ 50ml×2本</p>	
規格			
定価	¥2,700	¥2,700	

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：シリコン用接着材

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	アドヒーシブ	フュージョンII アドヒーシブ	エクザインプラント アドヒーシブ
			
	エクザシリーズに使用するアドヒーシブ。(エクザインプラントを除く)	フュージョンII専用のレジントレー用アドヒーシブです。薄い被膜と強固な接着力で、より精度の高い印象採得が行えます。(金属トレーには従来のアドヒーシブをご使用ください)	エクザインプラント専用のアドヒーシブ。個人トレー(レジン製)と強固に接着します。
	■包装:8g	■包装:8g(10mL)、他	■包装:8g(10mL)、他
規格			
定価	¥1,210	¥3,040	¥3,040
メーカー	スリーエムヘルスケア(株)	スリーエムヘルスケア(株)	クルツアー・ジャパン(株)
商品名	トレーアドヒーシブ	ポリエーテルアドヒーシブ	ユニバーサル アドヒーシブ
			
	(付加型シリコン用) インプリント3 印象材、インプリントII、 ポジションペンタ、エクスプレス 印象 材等の付加型シリコン印象材用のト レー接着材です。	(ポリエーテル印象材用) インプレガムペンタソフト、インプレガ ムソフト ミディアム ボディ等のポリ エーテルラバー精密印象材用のト レー接着材です。	付加型、縮合型シリコン印象材の いずれにも使用できる接着剤です。
	■包装:17ml	■包装:17ml	■包装:10ml
規格			
定価	¥3,400	¥2,400	¥2,630

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：シリコン用接着材




メーカー	カー社	カー社	(株)松風
商品名	エクストールド アドヒーシブ	パームラスティック アドヒーシブ	シリコンボンド
	 <p>(付加重合用) シリコン印象材のアドヒーシブです。 印象材を盛る前にトレーに塗布し、乾かします。 筆付のキャップを採用しています。 ■色調:ブルー ■包装:15ml</p>	 <p>(ラバーベース用) ラバーベース印象材とアクリリック製および金属製トレーとの接着剤です。 40～50秒程で乾燥します。 ■包装:59ml</p>	 <p>シリコン印象材用接着材。 ■包装:9g</p>
規格			
定価	¥4,200	(販売中止)	¥800
メーカー	コルテン社/ヨシダ	ペントロン ジャパン(株)	デタックス社/茂久田
商品名	コルテン アドフィシブ	コレクトVPSトレーアドヒーシブ	トレーロックA
	 <p>トレー用接着促進材。 ■包装:10mL</p>	 <p>■包装:24g</p>	 <p>シリコン印象材用接着材。 金属・プラスチックのトレーにも使用可能。 ■包装:17mL</p>
規格			
定価	¥2,700	¥3,800	¥4,600

# アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：シリコン印象材

小分類名：シリコン用接着材

メーカー	(株)日本歯科商社	ゼルマック社／プレミアムプラス	イボクラールビバデント(株)
商品名	ミラクルフィット	ユニバーサルトレー接着材	バーチャルトレーアドヒーシブ
	 <p>ポリエチレンフィルムの両面にポリエチレン・ポリエステル複合繊維を接着させた3層構造により、シリコン印象材とアルギン酸塩印象材を接着させて、連合印象として口腔内の印象採得が出来る特殊なフィルムです。  <b>■包装：10x60cmシート1枚</b></p>	 <p>金属トレー専用。シリコン印象材用トレー接着材。  <b>■包装：10mL</b></p>	 <p>付加重合型シリコン印象材専用のトレー接着剤です。  <b>■包装：10mL</b></p>
規格			
定価	¥3,000	¥1,000	¥2,000
メーカー			
商品名			
規格			
定価			