







アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)
 小分類名：全顎用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	オゾン社/モリタ
商品名	網トレー プレミアム 全顎用	カラートレー プレミアム	オゾンインプレッショントレー(有歯顎用トレー)
	 <p>ステンレス製なので、トレークリーナーや消毒液に浸漬しても、サビ・変色が起きません。サイズがひと目で分かるように色分けされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(A黄、B赤、C青) 下顎用(A黄、B赤、C青) ■包装：各1個入 	 <p>サイズごとに色分けされているため、トレーを選ぶのが簡単。日本人の歯列弓を考慮したデザイン。サイドの高さをとってあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：ピンク、ブルー、レッド、ゴールド、バイオレット ■包装：各1個入 	 <p>穴あきリムロックタイプの有歯顎用トレーです。印象材の維持力に優れ、正確な印象が採得できます。また、堅牢で変形がなく、耐久性に優れています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(L、M、S) 下顎用(L、M、S) ■包装：各1個入
規格			
定価	各 ¥ 2,590	各 ¥ 4,020	各 ¥ 2,000
メーカー	オゾン社/モリタ	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	オゾンインプレッショントレー (小児用トレー)	インプレッショントレー	ディスポーザブルトレー
	 <p>穴あきリムロックタイプの有歯顎用トレーです。印象材の維持力に優れ、正確な印象が採得できます。また、堅牢で変形がなく、耐久性に優れています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(OS、OM、OL) 下顎用(OS、OM、OL) ■包装：各1個入 	 <p>正確な印象採得を約束する、変形のない堅牢なトレー。独自の辺縁構造により、印象材の保持は強固。メッキ処理の改良で耐蝕性は向上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■タイプ：穴なし、穴あき ■種類：上下共(S、M、L、XL) ■包装：各1個入 	 <p>感染症対策に有用なディスポーザブルタイプのプラスチックトレー。確実な印象材保持のために可能な限りの維持孔を付与。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(XL、L、M、S) 下顎用(XL、L、M、S) ■包装：各12個入
規格			
定価	各 ¥ 1,750	各 ¥ 2,890	各 ¥ 2,160

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー	(株)デンテック	デンツプライシロナ(株)	デンツプライシロナ(株)
商品名	ファインロックトレー	リムロック印象用トレー	リムロック印象用トレー(矯正用)
	 <p>一般のエラスチック印象材用として使用します。印象材を辺縁部で把握し、印象採得にあたって歪みやひずみを最小限に抑えるように設計。</p> <p>■種類：上顎用(U11、U12、U13、U14) 下顎用(L11、L12、L13、L14) ■包装：各1個入</p>	 <p>印象材を保持する辺縁形態。変形のない硬い金属。</p> <p>■種類： 上顎用(U11、12、13、14、15) 下顎用(L11、12、13、14、15) ■包装：各1個入</p>	 <p>矯正用金属トレー。印象材を保持する辺縁形態。変形のない硬い金属。</p> <p>■種類：上顎用(U15、16、17、18) 下顎用(L15、16、17、18) ■包装：各1個入</p>
規格			
定価	各¥4,800	各¥5,880	各¥5,880
メーカー	(株)タスク	(株)マイクロテック	(株)マイクロテック
商品名	網トレー 全顎用	メッシュトレー	樹脂コーティング印象用トレー
	 <p>■種類：上顎用(AA、A、B、C) 下顎用(AA、A、B、C) ■包装：各1個入</p>	 <p>■種類：上顎用(AA、A、B、C) 下顎用(AA、A、B、C) ■包装：各1個入</p>	 <p>■種類：上顎、下顎共 (L)グリーン、(M)ブルー、 (S)オレンジ ■包装：各1個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 3,600	各 ¥ 1,600	(販売終了)

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー	(株)マイクロテック	(株)モモセ歯科商会	(株)モモセ歯科商会
商品名	オムニトレー セット	ヒューマントレー 有歯顎 耐熱用	トランスフォームトレー
 <p>カッティングラインに沿って簡単にカットできるので、様々なサイズの歯列に調整可能です。透明トレーなのでピックアップ印象時にインプレッションポストを確認でき、トレー上に位置付けることが可能です。 ■包装：10組</p>	 <p>塩田博文先生考案のアルギン酸用トレーです。挿入時の違和感が少なく、周縁がプレートサンド方式で壊れにくくなっています。 ■種類：上顎用(S、M、L、LL) 下顎用(S、M、L、LL) ■包装：各1個入</p>	 <p>70° C以上のお湯に20秒間漬けるだけでトレーの形が自由に変えられるディスプレイブルトレー。変形させた形を10秒ほど維持すればトレーに硬さが戻ります。 ■種類：L(1・2)、M(3・4)、S(5・6) ■包装：各12個入</p>	
規格			
定価	9000	各 ¥ 4,600	各 ¥ 1,500
メーカー	(株)ヨシオカ	(株)ヨシオカ	スリーエムヘルスケア(株)
商品名	M.Y.網トレー レギュラー 全顎用	M.Y.網トレー フィット 全顎用	3M インプレッショントレイ
 <p>真鍮製の定番網トレーです。 ■種類：上顎用(AA、A、B、C) 下顎用(AA、A、B、C) ■包装：各1個入</p>	 <p>口腔形態を意識してデザインされた真鍮製網トレー。 歯列部分を奥へ伸ばし、印象材が臼歯部にきちんと圧接され、正確な印象が採得できるように設計。 ■種類：上顎用(A、B) / 下顎用(A、B) ■包装：各1個入</p>	 <p>ラバー系印象用のディスプレイブルタイプのトレー。 剛性が高くトレーの変形が少ないため精度の高い印象採得が可能であり、独自のセルフリテンション設計によりトレー接着材が不要です。 ■種類：上顎・下顎共(S、M、L) ■包装：各10個入</p>	
規格			
定価	各 ¥ 2,600	(販売終了)	各 ¥ 4,000

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用







メーカー	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ
商品名	ヨシダ ステンレス日の丸トレー	DC日の丸トレー	レギュラートレー
			
<p>錆や酸に強く、長期にわたって使用できるオールステンレス製です。トレーの歪が少なく精密な印象が得られます。さらに接合部に鉛を使用していないので、取っ手がはずれることはありません。</p> <p>■種類：上顎用(#UY11、12、13、14) 下顎用(#LY11、12、13、14)</p> <p>■包装：各1個入</p>	<p>アルギン酸及びシリコン印象用トレー。通常のトレーと異なり、日本人の顎に合わせて設計されていますから非常によく適合し、圧迫感、不快感を与えません。特に齦類移行部が低く設計されています。</p> <p>■種類：上顎用(#UY11、12、13、14) 下顎用(#LY11、12、13、14)</p> <p>■包装：各1個入</p>	<p>軽くて使い易さに定評のある有歯顎用トレーです。</p> <p>■種類：上顎用(#1、4、7) 下顎用(#20、21、22)</p> <p>■包装：各1個入</p>	
規格			
定価	各¥6,050	各¥5,775	各¥5,940
メーカー	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ
商品名	ステンレストレー	ソリッドレギュラートレー	小児／矯正用トレー
			
<p>錆にくいステンレス地をそのまま生かしていますので、従来のトレーのようにメッキがはがれることがなく、いつまでも美しい輝きを保ちます。</p> <p>■種類：上顎用(#S1、3、4、5、7) 下顎用(#S20、21、22)</p> <p>■包装：各1個入</p>	<p>リムロックタイプの堅牢なトレー。</p> <p>■種類：上顎用(#101、103、104、105、107、109) 下顎用(#120、121、122、124)</p> <p>■包装：各1個入</p>	<p>特に小児用トレーとして設計された穴開きトレー。</p> <p>■種類：上顎用(#7、9、14) 下顎用(#22、24、28)</p> <p>■包装：各1個入</p>	
規格			
定価	各¥8,360	各¥6,160	(7、22)¥5,940／(他)¥6,160

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー	COE社/ヨシダ	(株)ヨシダ	大栄歯科産業(株)
商品名	小児/矯正用トレー	コー・スペーサートレー	カラーソフトトレー
	 <p>特に小児用として設計された穴あきトレーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(#9、14) 下顎用(#24、28) ■包装：各1個入 	 <p>良質のプラスチックを材料として使用。トレーを簡単に研削できるので、患者さん一人一人に合わせたトレーが迅速に作製。ディスプレイザブル・トレーとしても。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(1D、4D、7D) 下顎用(20D、21D、22D) ■包装：各12個入 	 <p>目詰りなく手で簡単に剥がれる。清潔で自然な色彩で、口腔内感触がソフト。衛生上の安全性がすぐれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(SS、S、M、L) 下顎用(SS、S、M、L) ■包装：各1個入
規格			
定価	各 ¥ 4,400	各 ¥ 3,410	各 ¥ 1,800
メーカー	(株)東京歯材社	(株)東京歯材社	(株)東京歯材社
商品名	エイブトレー	ハイフレックスAC/ 有歯顎用	CTトレー 上下顎共用
	 <p>(ソフトインプレッショントレー) 金属板をアミ状に型抜き加工。また、表面を特殊な樹脂でコーティングしていますので、口腔内でのあたりがソフト。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー：茶色に変更 ■種類：上顎用(SS、S、M、L、LL) 下顎用(SS、S、M、L、LL) ■包装：各上下1組 	 <p>アミ状の金属板の表面は特殊な樹脂でコーティング。口腔内でのあたりがソフトで、しかもアルギン酸の剥がれが良く、簡単に清掃できます。オートクレーブ滅菌可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(SS、S、M、L、LL) 下顎用(SS、S、M、L、LL) ■包装：各上下1組 	 <p>(インレー、クラウン、ブリッジ用トレー) 硬組織のみをカバーするデザインですから、印象材および石膏を通常のトレーの約1/2に節約ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(L、M、S) 下顎用(L、M、S) ■包装：各1個
規格			
定価	各 ¥ 3,675	各 ¥ 4,200	各 ¥ 2,500

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレイ(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー 商品名	イボクラールビバデント(株) アキュトレイ システム2	(株)ビーエスエーサクライ ステンレストレイ 全顎用	(株)ビーエスエーサクライ アルミニウムトレイ 全顎用
	 <p>パーシャルデンチャー用印象採得トレイです。</p> <p>■種類：#01、02、03、04、05、06、 #07、11 ■包装：各1個入</p>	 <p>腐食に強く、強度の高い高品質ステンレス鋼採用。</p> <p>■種類：上顎用(L、M、S) 下顎用(L、M、S) ■包装：各1個入</p>	 <p>手などで広げたり、狭めたりの曲げることが出来ます。軽量のアルミニウム製の印象用トレイ。</p> <p>■種類：上顎用(L、M、S) 下顎用(L、M、S) ■包装：10個入</p>
規格			
定価	(販売終了)	¥750	¥1,500
メーカー 商品名	(株)ビーエスエーサクライ インプラントレイ	(株)ビーエスエーサクライ アットレイ 全顎用	(株)ビーエスエーサクライ マルチカラートレイ
	 <p>トレイの底面を部分的に分離出来るインプラント専用トレイ。個人トレイをつくる必要がなくチェアタイムの大幅な短縮が可能。アルミニウム製。 ※プラスチックパーツは別売</p> <p>■種類：上顎用(L、M) 下顎用(L、M) ■包装：セット(各1入)</p>	 <p>トレイクリーナー不要。 オートクレーブ滅菌は不可。薬液でお願いします。</p> <p>■種類：上下顎共 (L)グリーン、(M)ブルー、 (S)オレンジ ■包装：1個入</p>	 <p>ディスプレイザブルなので洗浄液・滅菌・これらにかかる人的、物的コスト全て不要。取っ手の厚さ4mmたわむ事なく撤去も容易。トーチ等で炙って調整可能。</p> <p>■種類：上下顎共 (L)イエロー、(M)ブルー、 (S)オレンジ ■包装：各10個入</p>
規格			
定価	¥9,800	各 ¥500	各 ¥300

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー 商品名	(株)ビーエスエーサクライ インプラントレー リジット	プレミアムプラスジャパン(株) 網トレー	プレミアムプラスジャパン(株) 樹脂コーティング網トレー
	 <p>スタンプバーで簡単に形状を修正できます。ハサミ等で切り取り、インプラント印象に対応できます。しっかりとした剛性感があり、たわみ・変形がありません。オートクレーブ滅菌・薬液消毒可で繰り返し使用出来ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上下顎共 L、M、S ■包装：各10個入 	 <p>定番の使いやすい網トレーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(XL、L、M、S) 下顎用(XL、L、M、S) ■包装：各1個入 	 <p>樹脂コーティングが口腔内でのあたりをソフトにします。柔らかめの素材で調整も可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上下顎組合せ(L、M、S) ■包装：上下各1個(2個入)
規格			
定価	各 ¥ 800	各 ¥ 2,000	各 ¥ 600
メーカー 商品名	プレミアムプラスジャパン(株) ステンレス印象トレー	プレミアムプラスジャパン(株) ハイトレー 穴なし	プレミアムプラスジャパン(株) ハイトレー 穴あき
	 <p>変形が起こりにくく、優れた寸法精度の印象を得る事ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(XL、L、M、S) 下顎用(XL、L、M、S) ■包装：各1個入 	 <p>ステンレス製の印象トレー。穴なしタイプ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(#1、2、3、4) 下顎用(#1、2、3、4) ■包装：各1個入 	 <p>ステンレス製の印象トレー。穴あきタイプ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類：上顎用(#1、2、3、4) 下顎用(#1、2、3、4) ■包装：各1個入
規格			
定価	各 ¥ 1,200	各 ¥ 2,200	各 ¥ 2,200

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレイ(有歯顎用)

小分類名：全顎用


メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)
商品名	印象トレイ インプラント兼用タイプ	ディスプレイザブル印象トレイ インプラント兼用タイプ	3in1 トレイ ポリエステルメッシュ
	 <p>全顎用 上顎L 全顎用 上顎M 全顎用 上顎S 全顎用 下顎L 全顎用 下顎M 全顎用 下顎S</p> <p>しっかりとしたリムロックが付き、インプラントの患者様にもご使用いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: グレー ■種類: L(上顎用、下顎用) M(上顎用、下顎用) S(上顎用、下顎用) ■包装: 各5個入 	 <p>全顎用上顎L 全顎用上顎M 全顎用上顎S 全顎用下顎L 全顎用下顎M 全顎用下顎S</p> <p>縁が滑らかに仕上げているため、インプラントの患者様にもご使用いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: ブルー ■種類: 上顎用、下顎用(各L、M、S) ■包装: 各10個入 	 <p>上下顎、咬合の3つの印象採得を一度で実現する印象トレイ。ナイロンメッシュタイプよりも厚みを薄くしてバイトをより正確に採得していただける新タイプです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類: スタンダードタイプ(全顎用) ■包装: 24個入
規格			
定価	各 ¥ 2,000	各 ¥ 1,300	¥3,500
メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	(株)フロンティアデンタル	(株)フロンティアデンタル
商品名	3in1 トレイ ナイロンメッシュ	フロンティアトレイ ファイバー 大人用	フロンティアトレイ ファイバー 小児用
	 <p>上下顎、咬合の3つの印象採得を一度で実現する印象トレイ。バイトワックスが不要。中・高粘度タイプの印象材を表と裏に流し込み使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類: スタンダードタイプ(全顎用) ■包装: 28個入 	<p>有歯顎用 (大人用)</p>  <p>上顎L 上顎M 上顎S 下顎L 下顎M 下顎S</p> <p>※XLサイズもございませ</p> <p>プラスチックファイバー製で、オートクレーブ滅菌(132℃)が可能な、繰り返しご使用出来る。弾性のある素材で、印象採得後の印象材の変形を防ぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類: 上顎用、下顎用(各L、M、S) ■包装: 各1個入 	<p>有歯顎用 (小児用)</p>  <p>上顎L 上顎M 上顎S 下顎L 下顎M 下顎S</p> <p>プラスチックファイバー製で、オートクレーブ滅菌(132℃)が可能な、繰り返しご使用出来る。弾性のある素材で、印象採得後の印象材の変形を防ぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類: 上顎用、下顎用(各L、M、S) ■包装: 各1個入
規格			
定価	¥3,800	各 ¥ 1,500	各 ¥ 1,500

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：全顎用

メーカー	(株)サポート		
商品名	トリキリトレー		
	  <p>(ディスプレイザブルトレー) 特殊な樹脂を使用しているため、専用トーチを使用し、その場で変形、硬化できます。チェアーサイドで簡単な個人トレーが作成できます。 ■種類: 上下顎共(A、B、C)の6種類 ■包装: 各16個入</p>		
規格			
定価	各 ¥ 1,760		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有齒顎用)

小分類名：前歯用

メーカー	(株)YDM	オゾン社/モリタ	(株)ジーシー
商品名	総山トレー 前歯用	オゾンインプレッショントレー(前歯部用)	インプレッショントレー 前歯用
	 <p>ステンレス製。</p> <p>■包装：各1個</p>	 <p>穴あきリムロックタイプの局部用トレーです。印象材の維持力に優れ、正確な印象が採得できます。また、堅牢で変形がなく耐久性に優れています。</p> <p>■種類：上顎用(PA)/下顎用(PB) ■包装：各1個入</p>	 <p>正確な印象採得を約束する、変形のない堅牢なトレー。独自の辺縁構造により、印象材の保持は強固。メッキ処理の改良で耐蝕性が向上しています。</p> <p>■タイプ：穴なし、穴あき ■種類：上顎用No.11/下顎用No.12</p>
規格			
定価	¥3,030	各 ¥ 1,700	各 ¥ 2,580
メーカー	デンツプライ三金(株)	(株)タスク	(株)マイクロテック
商品名	リムロック印象用トレー(前歯用)	網トレー 前歯用	メッシュトレー 前歯用
	 <p>印象材を保持する辺縁形態。変形のない硬い金属。</p> <p>■種類：#46(上顎前歯) #42(下顎前歯) ■包装：各1個</p>	 <p>■種類：上顎用/下顎用 ■包装：各1個入</p>	 <p>■種類：上顎用/下顎用 ■包装：上下1組(セット)</p>
規格			
定価	各 ¥ 11,020	各 ¥ 3,600	¥3,200

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：前歯用

メーカー	(株)マイクロテック	(株)モモセ歯科商会	(株)モモセ歯科商会
商品名	樹脂コーティング印象用トレー 前歯用	ヒューマントレー 前歯 耐熱用	ヒューマントレー U型 耐熱用
 <p>■種類: 上顎用/下顎用 ■包装: 上下1組(セット)</p>	 <p>リムロックにより舌側・口蓋側のマージン部の印象がシャープに採得できます。</p> <p>■種類: 1種類 ■包装: 1個入</p>	 <p>口蓋を採得しないので撤去しやすく、変形を少なくすることができます。</p> <p>■種類: S、M、L、LL、 ■包装: 1個入</p>	
			規格
定価	(販売終了)	¥4,200	各 ¥ 4,600
メーカー	(株)ヨシオカ	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ
商品名	M.Y.網トレー レギュラー 前歯用	ヨシダステンレスパーシャルトレー 前歯用	パーシャルトレー 前歯用
 <p>真鍮製の定番網トレーです。</p> <p>■種類: #U(前歯上顎) #L(前歯下顎) ■包装: 各1個入</p>	 <p>錆・酸に強く、オールステンレス製でありながら経済的な価格を実現。また、曲強度が強く、トレーの歪みが少なく精密な印象が得られます。さらに、接合に鉛を使用していないため、取っ手部分がはずれることはありません。</p> <p>■種類: 上顎(#S33)/下顎(#S32) ■包装: 各1個入</p>	 <p>穴あきタイプのトレーですから、アルジネートおよびシリコン印象材を確実に保持します。</p> <p>■種類: 上顎(#33)/下顎(#32) ■包装: 各1個入</p>	
			規格
定価	各 ¥ 2, 600	各 ¥ 5,000	各 ¥ 5,100

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：前歯用

メーカー	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ	大栄歯科産業(株)
商品名	ソリッドパーシャルトレー 前歯用	コー・スペーサートレー	カラーソフトトレー(前歯用)
	 <p>リムロックタイプのパーシャルトレーです。</p> <p>■種類:上顎(#133)／下顎(#132) ■包装:各1個入</p>	 <p>良質のプラスチックを材料として使用。トレーを簡単に研削できるので、患者さん一人一人に合わせたトレーが迅速に作製できます。ディスプレイトレーとしても使用できます。</p> <p>■種類:#32D ■包装:12個入</p>	 <p>目詰りなく手で簡単に剥がれる。清潔で自然な色彩で、口腔内感触がソフト。衛生上の安全性がすぐれている。</p> <p>■種類:上顎用／下顎用 ■包装:上下1組</p>
規格			
定価	各 ¥ 5,400	各 ¥ 3,100	¥ 2,700
メーカー	(株)東京歯材社	(株)東京歯材社	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	エイブトレー 前歯用	ハイフレックスAC 前歯用	ステンレストレー 前歯部用
	 <p>金属板をアミ状に打ち抜き、辺縁をリム状に加工。ハンドルが常に正中寄りに来るようにデザインされ、操作性もよくなっています。オートクレーブ滅菌不可。</p> <p>■種類:前歯上顎用、前歯下顎用</p>	 <p>アミ状の金属板の表面は特殊な樹脂でコーティング。ハンドルが常に正中寄りに来るようにデザインされ、操作性もよくなっています。オートクレーブ滅菌可能。</p> <p>■種類:前歯上顎用、前歯下顎用 ■包装:各1個入</p>	 <p>腐食に強く、強度の高い高品質ステンレス鋼採用。</p> <p>■サイズ:上下 ■包装:各1個</p>
規格			
定価	各 ¥ 1,995	各 ¥ 2,205	各 ¥ 750

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：前歯用

メーカー 商品名	(株)ビーエスエーサクライ アルミニウムトレー 前歯部用	(株)ビーエスエーサクライ アットレー 前歯部用	(株)ビーエスエーサクライ アットワンス 前歯用
	 <p>手で広げたり、狭めたりの曲げることが出来ます。軽量のアルミニウム製の印象用トレー。</p> <p>■サイズ：上、下 ■包装：各10個入</p>	 <p>トレークリーナー不要。オートクレーブ滅菌は不可。薬液でお願いします。</p> <p>■カラー：ブルー、 ■包装：上下1組</p>	 <p>使用後は、印象材をはがしてお湯につければ元通り。20回繰り返して使えるトレー。上顎・下顎の印象採得が同時に行えます。</p> <p>■種類：P-5 ■包装：35個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 1,500	¥800	¥1,900
メーカー 商品名	プレミアムプラスジャパン(株) 網トレー 前歯用	プレミアムプラスジャパン(株) 樹脂コーティング網トレー 前歯用	プレミアムプラスジャパン(株) 印象トレー インプラント兼用タイプ 前歯用
	 <p>前歯用 上顎 前歯用 下顎</p> <p>■サイズ：上、下 ■包装：各1個入</p>	 <p>前歯用 上下顎ペア</p> <p>■サイズ：上、下 ■包装：上下顎ペア</p>	 <p>前歯用 上顎 前歯用 下顎</p> <p>■カラー：グレー ■種類：上顎用、下顎用 ■包装：各5個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 2,000	¥600	各 ¥ 2,000

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレイ(有歯顎用)

小分類名：前歯用

メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)
商品名	デスポーザブル印象トレイ インプラント兼用タイプ 前歯用	3in1 トレー ポリエステルメッシュ 前歯用	3in1 トレー ナイロンメッシュ 前歯用
	 <p>前歯用上顎 前歯用下顎</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー:ブルー ■種類:上顎用、下顎用 ■包装:各10個入 	 <ul style="list-style-type: none"> ■カラー:ブルー ■包装:36個入 	 <ul style="list-style-type: none"> ■カラー:ラベンダー ■包装:36個入
規格			
定価	各 ¥ 1,300	¥3,500	¥3,800
メーカー	(株)フロンティアデンタル	(株)モリムラ	
商品名	フロンティアトレイ ファイバー 前歯用	マルチクリアトレイ	
	 <p>上顎 下顎</p> <p>プラスチックファイバー製で、オートクレーブ滅菌(132℃)が可能な、繰り返しご使用出来る。弾性のある素材で、印象採得後の印象材の変形を防ぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■種類:上顎用、下顎用 ■包装:各1個入 	 <p>模型の前歯部印象に使用するクリアなトレイ。本品の辺縁中央部の切れ込みを、模型の正中に合わせて、簡単に装着できます。透明印象材「EZ-COPY クリアマトリックス」と併用することをお勧めします。ポリアミド樹脂製。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■包装:3個入 	
規格		横66× 縦36× 高さ29mm	
定価	各 ¥ 1,500	¥3,900	

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)YDM
商品名	網トレー プレミアム 片顎用	網トレー プレミアム 局部回転用	網トレー プレミアム 1歯用
	 <p>ステンレス製なので、トレークリーナーや消毒液に浸漬しても、サビ・変色がありません。サイズがひと目で分かるように色分けされています。</p> <p>■種類：#10、11(黄)、12、13(赤) ■包装：各1個入</p>	 <p>ステンレス製なので、トレークリーナーや消毒液に浸漬しても、サビ・変色がありません。</p> <p>■包装：1個入</p>	 <p>ステンレス製なので、トレークリーナーや消毒液に浸漬しても、サビ・変色がありません。</p> <p>■包装：1個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 2,090	¥1,500	¥1,500
メーカー	(株)YDM	(株)YDM	(株)YDM
商品名	インプレッショントレー 片顎用	回転トレー(局部用)	回転トレー(一歯用)
	 <p>ステンレス製。</p> <p>■種類：#10、#11 ■包装：各1個</p>	 <p>ステンレス製。</p> <p>■種類：乳歯用、大人用 ■包装：各1個</p>	 <p>ステンレス製。</p> <p>■種類：乳歯用、大人用 ■包装：各1個</p>
規格			
定価	各 ¥ 2,920	各 ¥ 500	各 ¥ 500

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)YDM	(株)YDM	オゾン社/モリタ
商品名	総山トレー	バイトトレー K型	オゾンインプレッショントレー(臼歯部用)
 <p>臼歯用 S 臼歯用 L</p> <p>ステンレス製。</p> <p>■種類：臼歯用S、臼歯用L、 ■包装：各1個</p>	 <p>用紙サイズ 40mm x 60mm</p> <p>臼歯用 コード No.19-320 標準価格 ¥5,200 (用紙 100 枚付)</p> <p>形成歯・対合歯の印象と咬合が1度に採得できます。</p> <p>■種類：臼歯用 ■包装：1個入(用紙100枚付)</p>	 <p>60.5mm 60.5mm 57mm 57mm 20.5mm P1 20.5mm P2 20mm P3 20mm P4</p> <p>穴あきリムロックタイプの局部用トレーです。印象材の維持力に優れ、正確な印象が採得できます。また、堅牢で変形がなく耐久性に優れています。</p> <p>■種類：P1、P2、P3、P4 ■包装：各1個入</p>	
規格			
定価	各 ¥ 2,700	¥6,330	各 ¥ 1,700
メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	インプレッショントレー 片顎用	ディスプレイザブルトレー 片顎	ディスプレイザブルトリプルトレー
 <p>正確な印象採得を約束する、変形のない堅牢なトレー。独自の辺縁構造により、印象材の保持は強固。メッキ処理の改良で耐蝕性が向上しています。</p> <p>■タイプ：穴なし、穴あき ■種類：21、22、31、32 ■包装：各1個入</p>	 <p>感染症対策に有用なディスプレイザブルのプラスチックトレー。確実な印象材保持の為に可能な限り維持孔を付与。</p> <p>■種類： No.31(上顎左側，下顎右側兼用) No.32(上顎右側，下顎左側兼用) ■包装：各12個入</p>	 <p>前歯から臼歯までのクラウン・ブリッジ症例で、「印象採得」「対合歯部の印象」「咬合採得」を同時採得できます。一度にできる咬合印象法により、訪問診療などでも対応できます。</p> <p>■包装：12個入</p>	
規格			
定価	各 ¥ 2,580	各 ¥ 2,160	¥3,900

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有齒顎用)

小分類名：局部用

メーカー	デンツプライシロナ(株)	(株)タスク	(株)タスク
商品名	リムロック印象用トレー(局部用)	網トレー 片顎用	網トレー 回転用
 <p>印象材を保持する辺縁形態。 変形のない硬い金属。</p> <p>■種類：#41(左上/右下) #43(右上/左下) (回転)#44、45</p>	 <p>#10 価格 ¥1,200 #11 価格</p> <p>■種類：#10、#11 ■包装：各1個入</p>	 <p>■包装：1個入</p>	
			規格
定価	各 ¥11,020	各 ¥3,100	¥3,100
メーカー	(株)マイクロテック	(株)マイクロテック	(株)マイクロテック
商品名	樹脂コーティング印象用トレー 片顎用	メッシュトレー 片顎用	メッシュトレー 回転局部用
 <p>■包装：左右1組(セット)</p>	 <p>■種類：#10、#11 ■包装：左右1組(セット)</p>	 <p>■包装：2個入</p>	
			規格
定価	(販売終了)	¥2,400	¥2,250

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)石川歯科器械製作所	(株)石川歯科器械製作所	(有)小山田製作所／モモセ歯科商会
商品名	局部回転トレー	局部トレー(1歯用)	回転トレー 局部用
			
	<p>上下、左右顎の区別なく、使用できるポピュラーな局部用トレーです。ステンレス製で適度な強度と柔性を有し、錆びにくく長期間、美しく使えます。</p> <p>■種類：穴明き ■包装：10個入</p>	<p>回転トレー局部用の長所を生かしたポピュラーな1歯用トレーです。</p> <p>■種類：L／穴明き ■包装：各10個入</p>	<p>ステンレス製で適度な強度があり、錆びにくくなっています。</p> <p>■包装：5個入</p>
規格			
定価	(1個)¥400／(10個)¥3,850	(1個)¥380／(10個)¥3,700	(オープン価格)
メーカー	(有)秋山歯科器具製作所	(有)秋山歯科器具製作所	(株)モモセ歯科商会
商品名	局部用回転トレー(局部用)	局部用回転トレー(一歯用)	ヒューマントレー J型 耐熱用
			
	<p>■包装：1個</p>	<p>■包装：1個</p>	<p>患歯の反対側第二小臼歯まで印象採得が可能なので安定した咬合関係が再現できます。</p> <p>■種類：上顎右側・下顎左側用 上顎左側・下顎右側用 ■サイズ：2タイプ共(S、M、L) ■包装：各1個入</p>
規格			
定価	¥660	¥480	各 ¥4,200

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)オオタキ	(株)オオタキ	(株)ヨシオカ
商品名	局部穴明き回転トレー	局部回転トレー(一歯用)	M.Y.網トレー レギュラー 片顎用
			
	■包装:1個	■包装:1個	真鍮製の定番網トレーです。 ■種類:#10、#11 ■包装:各1個
規格			
定価	オープン価格	オープン価格	各 ¥ 2,200
メーカー	(株)ヨシオカ	(株)東京歯材社	(株)東京歯材社
商品名	M.Y.網トレー レギュラー 回転用	エイブトレー 片顎用	ハイフレックスAC 片顎用
			
	真鍮製の定番網トレーです。 ■包装:5個入	金属板をアミ状に打ち抜き、辺縁をリム状に加工。ハンドルが常に正中寄りに来るようにデザインされ、操作性もよくなっています。 オートクレーブ滅菌不可。 ■種類:前歯上顎用、前歯下顎用 ■包装:各1個入	アミ状の金属板の表面は特殊な樹脂でコーティング。ハンドルが常に正中寄りに来るようにデザインされ、操作性もよくなっています。 オートクレーブ滅菌可能。 ■種類:前歯上顎用、前歯下顎用 ■包装:各1個入
規格			
定価	¥11,000	各 ¥ 1,995	各 ¥ 2,205

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)東京歯材社	大栄歯科産業(株)	白水貿易(株)
商品名	CTトレー 臼歯部専用	カラーソフトトレー(局部用)	セントリックトレー
	 <p>(インレー、クラウン、ブリッジ用トレー)硬組織のみをカバーするデザインですから、印象材および石膏を通常のトレーの約1/2に節約ができます。 ■種類: 臼歯部専用P ■包装: 4個入</p>	 <p>目詰りなく手で簡単に剥がれる。清潔で自然な色彩で、口腔内感触がソフト。 衛生上の安全性がすぐれている。 ■種類: 左/右 ■包装: 左右一組(セット)</p>	 <p>上下顎別々に印象された模型をセントリックトレーで患者の口腔内を模型上に再現するトレーです。</p>
規格			
定価	¥2,500	¥2,400	
メーカー	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ
商品名	ヨシダステンレスパーシャルトレー 片顎用	パーシャルトレー	ソリッドパーシャルトレー 片顎用
	 <p>錆・酸に強く、オールステンレス製でありながら経済的な価格を実現。また、曲強度が強く、トレーの歪みが少なく精密な印象が得られます。さらに、接合に鉛を使用していないため、取っ手部分がはずれることはありません。 ■種類: 右(#S30)/左(#S31) ■包装: 各1個入</p>	 <p>穴あきタイプのトレーですから、アルジネートおよびシリコン印象材を確実に保持します。 ■種類: 右(#30)/左(#31) ■包装: 各1個入</p>	 <p>リムロックタイプのパーシャルトレー。 ■種類: 右(#130)/左(#131) ■包装: 各1個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 5,000	各 ¥ 5,610	各 ¥ 5,940

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ	(株)ヨシダ
商品名	ヨシダステンレス回転トレー	回転トレー	コー・スパーサートレー
			
	<p>前歯部や臼歯の単冠およびブリッジの印象採得に使用できます。口腔内のどの部分でも的確に印象採得できます。</p> <p>■種類：#99 ■包装：1個入</p>	<p>前歯部や臼歯の単冠およびブリッジの印象採得に使用できます。パーシャルトレーと使い分けることにより、口腔内のどの部分でも的確に印象採得できます。</p> <p>■種類：#99 ■包装：1個入</p>	<p>良質のプラスチックを材料として使用。トレーを簡単に研削できるので、患者さん一人一人に合わせたトレーが迅速に作製できます。ディスプレイトレーとしても使用できます。</p> <p>■種類：#30D、31D ■包装：12個入</p>
規格			
定価	¥5,500	¥5,500	各¥3,100
メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	ステンレストレー 片顎用	ステンレストレー 回転	アルミニウム印象トレー 片顎用
			
	<p>腐蝕に強く、強度の高い高品質ステンレス鋼採用。印象撤去時の変形がおこりにくく、高い印象精度を得ることができます。</p> <p>■種類：P1、P2、P3、P4 ■包装：各1個入</p>	<p>腐蝕に強く、強度の高い高品質ステンレス鋼採用。印象撤去時の変形がおこりにくく、高い印象精度を得ることができます。</p> <p>■種類：局部用、単歯用 ■包装：各1個入</p>	<p>手などで「広げたり」「狭めたり」曲げることができる。軽量のアルミニウム製の印象用トレー。</p> <p>■種類：上顎用(3A)、下顎用(3) ■包装：各10個入</p>
規格			
定価	各 ¥ 750	各 ¥ 500	各 ¥ 1,500

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレー(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ	(株)ビーエスエーサクライ
商品名	アットレー 片顎用	アットワンス(成人男性・女性用)	アットワンス(口の小さな女性・子供用)
	 <p>トレークリーナー不要。 オートクレーブ滅菌は不可。薬液でお願いします。</p> <p>■カラー:ブルー、 ■包装:各1組</p>	 <p>上顎・下顎の印象採得が同時に行なえます。 標準タイプ(1歯～2歯のインレー・クラウン用)</p> <p>■包装:35個入</p>	 <p>上顎・下顎の印象採得が同時に行なえます。 顎堤の低い方(1歯～2歯のインレー・クラウン用)</p> <p>■包装:35個入</p>
規格			
定価	¥700	¥900	¥1,900
メーカー	(株)ビーエスエーサクライ	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)
商品名	アットワンス(口の小さな女性・子供用)	ネットレー 片顎用	ネットレー 回転局部用
	 <p>上顎・下顎の印象採得が同時に行なえます。 顎堤の低い方(1歯、インレー用)</p> <p>■包装:50個入</p>	 <p>■包装:2個(左右各1個)</p>	 <p>■包装:3個入</p>
規格			
定価	900	¥3,500	¥4,000

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレイ(有歯顎用)

小分類名：局部用


メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)
商品名	樹脂コーティング網トレイ 片顎用	印象トレイ インプラント兼用タイプ 片顎用	ディスプレイザブル印象トレイ インプラント兼用タイプ 片顎用
	 片顎用 上顎右/下顎 片顎用 上顎左/下顎右	 片顎用上顎左/下顎右 片顎用上顎右/下顎左	
■包装:左右ペア(2個入)	■カラー:グレー ■種類:左、右 ■包装:各5個入	■カラー:ブルー ■種類:左、右 ■包装:各10個入	
規格			
定価	¥600	各 ¥ 2,000	各 ¥ 1,300
メーカー	プレミアムプラスジャパン(株)	プレミアムプラスジャパン(株)	(株)フロンティアデンタル
商品名	3in1 トレイ ポリエステルメッシュ	3in1 トレイ ナイロンメッシュ	フロンティアトレイ ファイバー 片顎用
			
上下顎、咬合の3つの印象採得を一度で実現する印象トレイ。ナイロンメッシュタイプよりも厚みを薄くしてバイトをより正確に採得していただける新タイプです。 ■種類:ハードタイプ(白歯用、片顎用) ステンレスタイプ(白歯用、片顎用) スタンダードタイプ(白歯用、片顎用) ■包装:各36個入	上下顎、咬合の3つの印象採得を一度で実現する印象トレイ。バイトワックスが不要。中・高粘度タイプの印象材を表と裏に流し込み使用。 ■種類:ハードタイプ(白歯用、片顎用) ステンレスタイプ(白歯用、片顎用) スタンダードタイプ(白歯用、片顎用) ■包装:各36個入(Cのみ48個入)	プラスチックファイバー製で、オートクレーブ滅菌(132℃)が可能な、繰り返しご使用出来る。弾性のある素材で、印象採得後の印象材の変形を防ぎます。 ■種類:片顎用(P1、P2、P3、P4) ■包装:各1個入	
規格			
定価	(A~D・F)¥5,000/(E)¥5,500/ (G)¥3,800/(H・I)¥3,500	(A~C)¥6,000/(D~F)¥5,500 (G~I)¥3,800	各 ¥ 1,500

アデント 取扱商品一覧

保存・補綴用器材 編

中分類名：印象用トレイ(有歯顎用)

小分類名：局部用

メーカー	(株)フロンティアデンタル		
商品名	フロンティアトレイ ファイバー 回転用		
	<p>回転用</p>  <p>L M</p> <p>プラスチックファイバー製で、オートクレーブ滅菌(132℃)が可能な、繰り返しご使用出来る。弾性のある素材で、印象採得後の印象材の変形を防ぎます。</p> <p>■種類:L、M ■包装:各1個入</p>		
規格			
定価	各 ¥ 1,500		
メーカー			
商品名			
規格			
定価			