

新製品ニュース6月

2020年5月31日更新

お気軽にお問い合わせ下さい。TEL：0422-51-9330

No.	1	2	3	4	5
					
	露髄面や象牙質に適応でき、保護層として機能します。覆髄に肝要な生体親和性、カルシウムイオン放出、高い封鎖性を可能にしました。4g	クイックダイの後継品。硬化時間わずか2分のシリコン系模型材。マウスガード等の口腔内用装置の作製・即日セットが可能。	バイオセラミック採用により、より優れた生体親和性を有します。従来のGPPに比べX線造影性が30%~40%向上。フレキシブルでしっかりとしたコシ。60本入	携帯性に優れたタブレット型なので、外出先でも口腔ケアが手軽。1粒を噛んで泡立ち水ですぐと口臭を防止。レモンフレーバー味。20粒×10袋。	アルコール製剤にオゾン(O3)を溶解させて、そのオゾン(O3)の酸化力により、ウイルス・菌を除去。幅広いウイルス・菌に有効。200mL/70mL
メーカー	ビスコ社/(株)モリムラ	(株)モリムラ	(株)ビー・エス・イー・サクライ	(株)ビー・エス・イー・サクライ	(株)E・テック
商品名	セラカルPT	EZ-COPY ファストンダイ	パシ ガタパーチャポイント	CAMUGAKI	アルタント
用途	デュアルキュア型MTA系覆髄材	樹脂系模型材	根管充填材	タブレット型マウスウォッシュ&歯みがき	オゾン化アルコール除菌剤
定価	¥15,000	¥6,000	¥980	¥6,000	(200mL) ¥3,200 / (70mL) ¥1,700
No.	6	7	8	9	10
					
	光重合のみで硬化し、化学重合しないため、術者のタイミングで硬化させることができます。練和不要のCAD/CAM冠専用。1本 2.0mL(2.7g)入/2本パック入	透明樹脂板を使用した、受付カウンターに置いて使える飛沫感染防止用パネル。種類4タイプ。①・②・③・④ スタンド付で取り付け加工不要。透明素材で設置後の圧迫感もありません。	シールドが頭に沿ってしなるため、全体をしっかりと覆います。軽量タイプで、頭部に優しく合わせやすい。ゴムは固定されているため、すぐにご利用。20枚入	直径8mmの超小型ヘッドは視界が広く、臼歯部へのアクセス・操作性に優れます。振動・ノイズは25%減少。コントラヘッドは、360°のフリー回転し、耐久性も3倍。	超音波スケーラとパウダーデバイスの2つの機能を1台に搭載した多目的にお使いいただける超音波治療器。
メーカー	YAMAKIN(株)	サンデンタル(株)	プレミアムプラスジャパン(株)	(株)ビー・エス・イー・サクライ	(株)松風
商品名	KZR-CAD マリモセメントLC	飛沫感染防止用パネル	ディスプレイザブル フェイスシールド	エンドスマート プラス	メルサージュ エピック 2in1
用途	光重合型接着用レジンセメント	飛沫感染防止用パネル	フェイスシールド	電動式ハンドピース	超音波治療器
定価	(1本) ¥2,800 / (2本) ¥4,000	¥16,000 ~ ¥19,600	¥6,000	¥128,000	¥490,000



有限会社 アデント